



ベンチトップシェーカー 30% OFF キャンペーン

新製品の Thermo Scientific™ ベンチトップシェーカーシリーズをより多くのお客さまにご利用いただくため、新年度にあわせ、期間限定のキャンペーン価格にてご提供いたします。

オーダーインフォメーション

カタログ No.	製品名	希望小売価格	キャンペーン価格
88882001-JP	Thermo Scientific™ デジタルロッカー	¥98,000	¥68,600
88882003-JP	Thermo Scientific™ デジタルウェービングローテーター	¥138,000	¥96,600
88882005-JP	Thermo Scientific™ デジタルマイクロプレートシェーカー	¥80,000	¥56,000
88882007-JP	Thermo Scientific™ デジタルミニローテーター	¥120,000	¥84,000
88882009-JP	Thermo Scientific™ デジタルボルテックスミキサー	¥40,000	¥28,000

キャンペーン番号 | WLP2104-1

キャンペーン期間

2021年4月15日(木)～8月27日(金) 受注分まで

Thermo Scientific™ ベンチトップシェーカー

- すべての機種が LED デジタル表示
- 多彩な攪拌用途にデザインされたモデル
(シェイクング、ロッキング、ウェービング、ボルテックスミキシングなど)



デジタルボルテックスミキサー



デジタルロッカー



デジタルウェービングローテーター



デジタルマイクロプレートシェーカー



デジタルミニローテーター

仕様

機種	デジタルロッカー	デジタルウェービングローテーター	デジタルマイクロプレートシェーカー	デジタルミニローテーター	デジタルボルテックスミキサー
速度範囲	1~70 rpm	5~120 rpm	150~1,200 rpm	50~500 rpm	200~3,000 rpm
表示	LED				
表示精度	1 rpm				
速度誤差	≤ 50 rpm : ± 1 rpm 50~70 rpm : ± 2 rpm	≤ 30 rpm : ± 1 rpm 30~120 rpm : ± 2 rpm	≤ 299 rpm : ± 1% 300~1,200 rpm : ± 2%	100 rpm : ± 1 rpm 101~500 rpm : ± 1%	± 5%
重量	11.5 kg	13.5 kg	12.8 kg	14.4 kg	6.1 kg
運転環境	5°~40°C、相対湿度 20~85%				
タイマー設定範囲	0 (連続) / 1 秒~9,999 分		0 (連続) / 1 分~99 時間 59 分		0 (連続)~99 分
ロックモード	左右往復動作	3D 円運動	軌道直径: 2.5 mm	軌道直径: 10 mm	軌道直径: 4 mm
角度調整幅	1°~15°	1°~12°	—	—	—
最大積載量	4.5 kg	9.8 kg	1 kg @1,200 rpm / 4 kg @400 rpm	4.5 kg	0.5 kg
電源	AC100 V~120 V、 50/60 Hz、0.1 A	AC100 V~120 V、 50/60 Hz、0.2 A	AC100 V~120 V、 50/60 Hz、72 VA	AC100 V~120 V、 50/60 Hz、40 VA	AC100 V~120 V、 50/60 Hz
証明書	cCSAus、CE、RoHS、WEEE				cCSAus、CE、RoHS

ご用途に合わせて豊富なアクセサリをご使用いただけます。

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/jp-shakerscatalog

※ 各種アクセサリはキャンペーン対象外です。

キャンペーン番号 | WLP2104-1

キャンペーン期間

2021年4月15日(木) ~ 8月27日(金) 受注分まで

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

© 2021 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2021 年 4 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc WAI015-A2103CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ info.LPD.jp@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

[facebook.com/ThermoFisherJapan](https://www.facebook.com/ThermoFisherJapan)

[@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC