

# Luminex Assay

## 年度末受託解析キャンペーン

■キャンペーン期間：2021.10.01～2022.01.14 お申込み分まで

- ◆サンプル到着〆切：2022年1月21日
- ◆締め切り日にご依頼の場合は3月末に解析結果報告予定

### このような用途にオススメ!

- ✓ 複数のサイトカインの同時定量に
- ✓ 少量のサンプルでの定量に
- ✓ 解析装置の導入前のデータ確認に
- ✓ 多数のタンパク質のスクリーニング検査に

### 特徴

- 選べる2種類のアッセイ系  
安価 & パネルの制限なく自由に測定項目を選択可能! (最大50項目)  
"Luminex Assay"

高性能で ELISA との相関が高い

"Luminex High Performance Assay"


- 36サンプル (N=2の場合) を一度に測定  
(サンプルに使用できるウェル数は72です)

- わずか80μLのサンプル量 (N=2の場合)

- ・ 複数のサイトカインの同時定量に
- ・ 少量のサンプルでの定量に
- ・ 解析装置の導入前のデータ確認に
- ・ 多数のタンパク質のスクリーニング検査に

同様の試験を ELISA で行う場合...

- ・ サンプル量：3mL以上が必要
- ・ コスト：200万円以上




R&D systems  
a biotechnne brand

### 解析報告例

納品物：試験報告書

CD-R/DVD-R (解析データ：Excel)

MULTI-PLEX Analyst Detail Report						
Summary						
Location	Sample	検出タンパク質数	検出タンパク質名	検出タンパク質濃度	検出タンパク質単位	検出タンパク質範囲
104	001_Sample-001	36.45	IGW1	28.51	IGW1	129.55
7	104	002_Sample-002	34.29	118.29	104.02	17.81
8	104	003_Sample-003	37.31	0.81	277.87	74.29
9	104	004_Sample-004	34.52	2.45	118.29	71.58
10	104	005_Sample-005	31.00	4.11		
11	104	006_Sample-006	36.02	0.79		
12	104	007_Sample-007	42.38	2.07		
13	104	008_Sample-008	44.59	2.08		
14	104	009_Sample-009	40.83	1.07		
15	105	010_Sample-010	40.02	2.24		
16	105	011_Sample-011	41.02	2.36		
17	105	012_Sample-012	39.89	1.80		
18	105	013_Sample-013	40.04	0.79		
19	105	014_Sample-014	39.89	2.27		
20	105	015_Sample-015	38.45	1.03		
21	105	016_Sample-016	34.15	2.04		
22	105	017_Sample-017	28.45	0.79		
23	105	018_Sample-018	17.02	1.27		
24	105	019_Sample-019	32.25	1.80		
25	105	020_Sample-020	31.11	1.80		



### マーカーの濃度データ

※サンプルの状態等によって測定不可となる場合や、検出限界以下となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

### キャンペーン価格例

1項目からご希望の測定項目数を選択できます (最大50項目)

アッセイ系 (測定項目数)	生物種 or パネル	希望納入価格※	キャンペーン価格※
Luminex Assay (10plex)	ヒト、マウス、ラット共通	598,000円	478,400円
Luminex Assay (20plex)	ヒト、マウス、ラット共通	876,000円	700,800円
High Performance Assay (10plex)	Human Cytokine Panel A	807,000円	645,600円

※価格は1プレートの場合です。測定項目の組合せによっては、プレートが分かれる場合があります。

※10月1日より希望納入価格が値上げとなっております。あらかじめご了承ください。

詳細は [https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom\\_service/products/95156.html](https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/products/95156.html)  
もしくは富士フイルム和光純薬の営業担当者または販売代理店までお問い合わせ下さい。

富士フイルム 和光純薬株式会社

# Luminex Assay 受託解析 お見積り依頼書

## お客様情報

ご依頼日	年 月 日	お名前	
ご所属・研究室名			
ご住所	〒		
E-mail			
TEL		販売代理店	

## ご依頼内容

アッセイ系	<input type="checkbox"/> Luminex Assay (旧名: Screening Assay) <input type="checkbox"/> Luminex High Performance Assay		
生物種	※ Luminex Assay のみ 生物種: <input type="checkbox"/> Human <input type="checkbox"/> Mouse <input type="checkbox"/> Rat		
パネル名	※ High Performance Assay のみ パネル名: _____		
測定項目	測定項目: ご希望の項目を下記に記入ください。確認のため右下に測定項目の合計数をご記入ください。 <a href="https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/docs/95156_pamphlet.pdf">https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/docs/95156_pamphlet.pdf</a>  ※測定項目はこちらの QR コードからご確認いただけます		
サンプル種	<input type="checkbox"/> 細胞培養上清 <input type="checkbox"/> 血清 <input type="checkbox"/> 血漿 (ヘパリン) <input type="checkbox"/> 血漿 (EDTA) <input type="checkbox"/> その他 (		※要相談
検体数	検体	n 数	<input type="checkbox"/> 1 重測定 <input type="checkbox"/> 2 重測定 <input type="checkbox"/> 3 重測定 ※ サンプルに使用できるのは 1kit あたり 72 ウェルです
余剰サンプルの取り扱い	<input type="checkbox"/> 廃棄 <input type="checkbox"/> 返却 (発払いで対応致します)	検体の発送予定日 (平日着でお願いします)	月 日
その他ご要望			

## 【納品までの流れ】

- 見積り依頼: 本ページ (お見積り依頼書) に必要事項をご記入の上、下記の【お問い合わせ先】にお渡しください。
- 見積り提示・申込書送付: ご依頼の測定項目が同時測定可能か確認し、販売代理店よりお見積書を提示いたします。また、申込書・仕様書をお送りいたします。
- 申込書の提出: 確認事項のチェック、納品方法、サンプルの送付・扱い等を申込書にご記入の上、弊社営業担当者または販売代理店へお渡しください。
- 発注・サンプル送付: 販売代理店へご発注の上、サンプルをドライアイスを十分量詰めた発泡スチロールの箱で融解のないよう冷凍便でお送りください。
- 測定: ジェネティックラボ社より Luminex 試薬を発注、ご依頼の項目を測定、報告書を作成いたします。
- 納品: 納期は 4 週間~です。

※ Luminex 試薬の納入状況、受注時期によりお時間をいただくことがあります。年度末は混雑が予想されますので、詳細はお問い合わせ下さい。

## 【お問い合わせ先】

富士フィルム和光純薬の営業担当者または販売代理店へご連絡頂くか、下記メールアドレス宛にご連絡ください。

E-Mail: [jutaku@fujifilm.com](mailto:jutaku@fujifilm.com)

- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等が含まれていません。
- 本キャンペーンは富士フィルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

## 富士フィルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL:06-6203-3741(代表)  
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL:03-3270-8571(代表)

- 九州営業所 ●中国営業所
  - 東海営業所 ●横浜営業所
  - 筑波営業所 ●東北営業所
  - 北海道営業所
- フリーダイヤル 0120-052-099  
試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation  
1600 Bellwood Road Richmond, VA 23237, U.S.A.  
TEL: +1-804-271-7677 FAX: +1-804-271-7791

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH  
Fuggerstr. 12, 41468 Neuss, Germany  
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士膠片和光 (香港) 有限公司  
Room 1111, 11/F, International Trade Centre,  
11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong  
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■ 富士膠片和光 (広州) 貿易有限公司  
广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室  
TEL: +86-20-8732-6381 (广州)  
TEL: +86-21-6288-4751 (上海)  
TEL: +86-10-6413-6388 (北京)