

Savant SpeedVac 遠心濃縮システム キャンペーン

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ 遠心濃縮システムの対象製品をより多くのお客さまにご利用いただくため、期間限定のキャンペーン価格にてご提供いたします。



オーダーインフォメーション

カタログNo.	製品名	希望小売価格	キャンペーン価格
SPD1030A-115	Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD1030遠心濃縮システム	¥1,760,000	¥1,320,000
SPD2030A-230	Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD2030 (50 Hz) 遠心濃縮システム	¥2,600,000	¥1,820,000
SPD140DDA-115	Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD140DDA (耐薬品性) 遠心濃縮装置	¥1,980,000	¥1,386,000
RVT5105-115	Thermo Scientific™ Savant™ RVT5105 超低温冷却トラップ	¥1,200,000	¥840,000
OFFP400-115	Thermo Scientific™ 耐酸性オイルフリーポンプOFFP400	¥1,200,000	¥840,000
UTP-TYG	ユニバーサルチュービングパック	¥83,000	¥58,100
SCC1	クライオクール冷却トラップ用冷媒	¥31,000	¥21,700

※ SpeedVac本体にはローターは含まれません。容器に適合するローターを別途追加でご購入ください。

キャンペーン番号 | WLP2208-1

キャンペーン期間

2022年8月1日(月)～12月26日(月) 受注分まで

Savant SpeedVac遠心濃縮システム キャンペーン対象製品


HPLC/LC-MS 分析サンプルの前処理に適した一体型

Savant SpeedVac SPD1030 遠心濃縮システム

- ドライ真空ポンプと冷却トラップを内蔵
- 低濃度の酸を含むメタノール/アセトニトリル混合溶媒に対応
- ランプによる光照射でサンプルを加温し濃縮を加速



25%
OFF



一体型 ハイスループット・大容量対応システム

Savant SpeedVac SPD2030 遠心濃縮システム

- ドライ真空ポンプと冷却トラップを内蔵
- 最大200本の1.5 mLチューブを処理できるハイスループット機種
- PTFEコーティングオイルフリーポンプでメンテナンスも容易



30%
OFF

コンポーネント型 強酸・強アルカリ専用システム

Savant SpeedVac SPD140DDA 遠心濃縮システム

- 低沸点有機溶媒、強酸、DMSOなどあらゆる溶媒系の濃縮に対応
- -105 °Cの冷却トラップで低沸点有機溶媒の蒸気を凝集し回収
- 強酸や有機溶媒の濃縮に強い化学薬品耐性4ヘッドダイアフラムポンプ



30%
OFF

キャンペーン番号 | WLP2208-1

キャンペーン期間

2022年8月1日(月)～12月26日(月) 受注分まで

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2022年8月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LET045-A2207CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 0120-753-670 info.LPG.jp@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

thermo scientific