

プロメガの一押し製品

**Speed up
and Easy** シリーズ!



プロメガロングセラーキャンペーン

キャンペーン期間：2022年9月30日☎受注分まで www.promega.co.jp/longseller2022/



ゲル抽出もPCR産物精製もこれひとつ!


Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System

たっぷり処理
ゲル 3.5g
(10 × 350 mg)

日本語マニュアル



結合容量
最大 40 µg



溶出量可変
(15 µl ~)



吸引法も遠心法も OK!

対応ゲル 標準または低融点アガロースゲル (TAE / TBE)
操作時間 約 15 分

カタログ番号	A9281	A9282
サイズ	50 回分	250 回分
通常価格 (¥)	14,000	54,000

お試し
半額

¥7,000 ¥27,000

(各製品お1人様1個限り、2個目から通常価格となります)

溶出液量ごとの回収率

溶出液量	回収率
10 µl	35%
15 µl	98%
25 µl	98%
50 µl	100%
75 µl	100%
100 µl	100%

DNA 断片長ごとの回収率

DNA 断片長	回収率
55 bp	26%
70 bp	39%
85 bp	55%
100 bp	84%
500 bp	89%
1,000 bp	92%
3,199 bp	95%
9,416 bp	95%
23,130 bp	47%



吸引法でさらに効率 UP

吸引装置：¥51,000



ポンプ：¥90,000

試薬 + 小物：¥21,000

Gel & PCR 試薬 & ポンプセット

カタログ番号 JKC003

価格 ¥162,000

全部
セットで! 特価

¥70,000

試薬として Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (50 回分) を含みます。
その他ゲル切り出し用グッズ (x-tracta™ Gel Extractor 25 個)、吸引装置用小物
Vacuum Adapter (20 個) が付属します。

プロメガ株式会社

プロメガクラブとは

ご登録いただきますと様々な特典が受けられる、プロメガユーザーのための会員サービスです(無料)。研究のお困りごと解消のお手伝いや、あったらいいなを実現してまいります。

プロメガクラブ総合ウェブサイト ▶ www.promega.co.jp/special/club/



プロメガクラブ特典「通年特別価格」

DNA ゲル抽出が
いつでも コスパ最高
まずはご登録を!

プロメガクラブ価格でのご購入には、ご登録後に発行されるプロメガクラブIDが必要です。

電気泳動用アガロース

Agarose, LE, Analytical Grade

- ロットごとに DNase、RNase 活性がないことを確認
- ルーチンな泳動に好適な標準的アガロース




カタログ番号	V3125
サイズ	500 g
通常価格 (¥)	84,000

プロメガクラブ価格
→ **¥28,000**

ゲルからのバンド切り出しカッター

x-tracta™ Gel Extractor



ゲルに差し込んで
バンド部分を採取

ゲル片を押し出す

- アガロースゲル中の DNA のバンドを安全、容易に切り出せるディスプレイザブル器具
- ディスプレイザブルだからサンプル間のクロスコンタミの心配なし
- 切り出しゲル片サイズ 3.3 × 8.4 mm

カタログ番号	A2122
サイズ	100 個
通常価格 (¥)	12,000

プロメガクラブ価格
→ **¥6,000**

サイズマーカー

100bp DNA Ladder


カタログ番号	G2101
サイズ	250 µl
通常価格 (¥)	17,000

プロメガクラブ価格
→ **¥6,800**

1kb DNA Ladder

カタログ番号	G5711
サイズ	500 µl
通常価格 (¥)	22,000

プロメガクラブ価格
→ **¥8,800**



100bp DNA Ladder
Cat.# G2101
Load 5µl/lane.

1kb DNA Ladder
Cat.# G5711
Load 5µl/lane.

日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 / Fax. 03-3669-7982 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通
Tel. 03-3669-7981 / Fax. 03-3669-7982

大阪事務所 〒532-0011
大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル704号室
Tel. 06-6390-7051 / Fax. 06-6390-7052

※製品の仕様、価格については2022年7月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店