



多検体エバポレーター マルチベーパーキャンペーン

やっぱり減圧蒸留! 「早い」「省スペース」「移し替え手間無し」「溶媒回収」

キャンペーン期間
2023年3月末まで

20%OFF

【マルチベーパー動画】



P-6(標準仕様) 品番:MP22101R00

通常価格
¥1,718,000 ▶ **¥1,370,000**
(税込 ¥1,507,000)

P-6(PEEK仕様) 品番:MP22100R00、11058091、049784(3点セット)

通常価格
¥3,241,000 ▶ **¥2,589,000**
(税込 ¥2,847,900)

P-12(標準仕様) 品番:MP12101R00

通常価格
¥1,718,000 ▶ **¥1,370,000**
(税込 ¥1,507,000)

P-12(PEEK仕様) 品番:MP12100R00、11058093、048842(3点セット)

通常価格
¥3,188,000 ▶ **¥2,545,000**
(税込 ¥2,799,500)

注意：標準の材質はPETP製です。ヘキサンやトルエン、塩酸の使用ができません。
クロロホルム、アセトン、NaOH等、耐性の弱い溶媒はPEEK製に交換することを推奨します。
ジクロロメタン、酢酸エチル等の場合は、PEEK製をご使用ください。

窒素・空気
吹き付け方式

ロータリー
エバポレーター

遠心
エバポレーター

使用中のお客様

こんなお困りごとはありませんか？

- ① いつもロータリーエバポレーターの順番待ちをしている
- ② ロータリーエバポレーターを増設したいがスペースが無い
- ③ 溶媒留去・濃縮に時間がかかる
- ④ 移し替えると、コンタミやロスが気になる
- ⑤ 実験室に溶媒臭が充満する



解決策は裏面をご覧ください

① いつもロータリーエバポレーターの順番待ちをしている

解決策 ▶ 最大12検体を同時に

サンプル量や容器サイズに応じて最大12検体をまとめて蒸留できるので、順番待ち不要



② ロータリーエバポレーターを増設したいがスペースが無い

解決策 ▶ 省スペース


マルチペーパーの本体設置スペースは、わずかA4チラシ2枚分! (27×40cm)



③ 溶媒留去・濃縮に時間がかかる

解決策 ▶ ロータリーエバポレーターより早い

多検体を一齐に濃縮するので、1検体ずつ濃縮工程を繰り返すロータリーエバポレーターの手順より、手間なく、速く、蒸留可能



条件は、カタログを参照ください

④ 移し替えると、コンタミやロスが気になる

解決策 ▶ サンプルの移し替え必要なし

お客様がお使いの、試験管・遠沈管・ファルコンチューブ・バイアル等のまま蒸留乾固
その他、さまざまな容器にも対応可能



⑤ 実験室に溶媒臭が充満する

解決策 ▶ ロータリーエバポレーターで溶媒回収

ロータリーエバポレーターの減圧システムと溶媒回収器具が利用可能！
移し替えの必要もありません



ロータリーエバポレーター、
真空ポンプも
キャンペーン中! 2023年
3月末まで



Quality in your hands

日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
TEL : 03-3821-4777 FAX : 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL : 06-6195-9241 FAX : 06-6195-9251
エリア担当者駐在：九州 / 中部 / 北海道

お問い合わせ
nihon@buchi.com | www.buchi.com/ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2022年11月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

製品別の
電子カタログ
はこちらへ

