



融点測定装置 M-560/M-565 便利ツールご紹介キャンペーン

キャンペーン期間
2024年5月末まで

融点本体セット(下記のA~Cセット)と同時購入で
“専用アクセサリ”をお得にお求めいただけるチャンス!



プリンター SP712 M-565/560用

品番:11069766

標準価格: ¥360,000

キャンペーン価格

¥250,000 (税込¥275,000)

ミニPC キーボード M-565/560用

品番:029508

標準価格: ¥94,000

キャンペーン価格

¥75,000 (税込¥82,500)

目的に応じて選べるセットが特別価格に!

C
セット

融解動画や融解曲線をPCに取り込みたい!

品番:11060700

内容: 融点測定装置M-565
サンプルローダー
融点モニターソフトウェア

標準価格: ¥2,820,000

キャンペーン価格

¥1,890,000

(税込¥2,079,000)

自動タイプ
(目視対応)



融点測定装置M-565

+



サンプルローダー

+



融点モニターソフトウェア

B
セット

融点の自動検出で測定効率化を図りたい! (目視にも対応)

品番:051998

内容: 融点測定装置M-565
サンプルローダー

標準価格: ¥2,610,000

キャンペーン価格

¥1,680,000

(税込¥1,848,000)

自動タイプ
(目視対応)



融点測定装置M-565

+



サンプルローダー

A
セット

目視のみで融点を測定したい!

品番:11067520

内容: 融点測定装置M-560
サンプルローダー

標準価格: ¥1,700,000

キャンペーン価格

¥1,110,000

(税込¥1,221,000)

目視タイプ




融点測定装置M-560

+




サンプルローダー






定期的なメンテナンスがお勧め

弊社の融点測定装置は専用試薬を用いることで、お客様ご自身でキャリブレーションやバリデーションを行うことが可能です。しかし、長期間精度良くご愛用いただくためにはクリーンアップが必要です。弊社サービスマンが行うプロフェッショナルのメンテナンスメニューがございますので、ぜひお問い合わせください。



検出器の歴史 意外と難しい融点測定！

これまでのチラシでもお伝えしてきましたが、融点測定装置は大きく分けて三代目に分類することができます。加熱部が熱伝導率の良い(温度安定性の良い)金属ブロックに変わったり、終点検知方法(検出器)も変わっています。HPLCと同様に時代とともに進化しています。

	終点検知方法	特徴
第一世代 	目視(肉眼的観察)	<ul style="list-style-type: none"> 安価 温調が難しい 時間がかかる
第二世代  B-540/545 (旧型) ※2020年末にサポート終了	光透過法 & 目視(肉眼的観察)	<ul style="list-style-type: none"> 待望の自動機 温調は自動で安定 誤測定のリスクあり
第三世代  M-565 (現行機種)	画像解析法(光反射法) & 目視(肉眼的観察)	<ul style="list-style-type: none"> 温調は自動で安定 目視とよく似た画像解析 サンプル充填も簡単に

選べるLIMS接続方法

①中継器を使用



②ソフトウェアを使用



DIに関する内容も
お問い合わせください



動画でCheck!

融点測定装置M-565
参考動画



Quality in your hands

日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル3F
 TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
 TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251
 エリア担当者駐在: 九州 / 中部 / 北海道

お問い合わせ

nihon@buchi.com | www.buchi.com/ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2024年1月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

製品別の
電子カタログ
はこちらへ

