



2024年11月末まで  
数量限定

# ミキサー B-400 クリアランスセール

簡単&安全にサンプルの前処理を最適化!

試料に熱変性を与えにくい短時間粉碎が可能な「ミキサー B-400」を特別価格で販売いたします。  
数量限定となりますのでお早めにお求めください。



## ミキサー B-400 (ステンレス刃)

50Hz仕様 品番:034220-C

限定11台

60Hz仕様 品番:034325-C


限定3台

標準価格: ¥1,780,000


キャンペーン価格 **¥1,400,000**  
(税込 ¥1,540,000)

20% OFF

## 粉碎の様子 (参考例)



サンプルを入れる



粉碎中



終了

<参考動画>



## 特長

- ・水分や脂肪分の多いサンプル、繊維質のサンプルなど**性状を問わず処理**が可能
- ・セラミック刃は、ICPや原子吸光等の**元素分析の前処理粉碎に最適**
- ・2枚の高速回転刃の働きにより、**サンプルの粉碎と混合を同時**に行うことが可能
- ・取扱性が高く、**操作と洗浄が簡単**
- ・**安全性(安全対策)**を考慮した設計

## 仕様

電源/周波数	230V / 50Hzまたは60Hz
消費電力	2100W (200Vからの昇圧が必要です)
寸法 (W × D × H)	300 x 510 x 530 mm
重量	約26Kg

<お問合せはこちら>



## アクセサリ類もキャンペーン価格で販売！




品名	品番	標準価格	キャンペーン価格 <b>30%OFF</b>
① ダイヤフラムシール(PP製)	026900-C	¥38,000	<b>¥26,000</b> (税込¥28,600)
① ダイヤフラムシール(PVDF製)	036912-C	¥125,000	<b>¥87,000</b> (税込¥95,700)
② 回転刃(ステンレス製)セット	034339-C	¥450,000	<b>¥315,000</b> (税込¥346,500)
② 回転刃(セラミック製)セット	034340-C	¥880,000	<b>¥610,000</b> (税込¥671,000)
回転刃(ステンレス製)	036913-C(上部) 036914-C(下部)	各¥125,000	<b>各¥87,000</b> (税込¥95,700)
回転刃(セラミック製)	036915-C(上部) 036916-C(下部)	各¥390,000	<b>各¥270,000</b> (税込¥297,000)
③ サンプルビーカー	026441-C	¥67,000	<b>¥47,000</b> (税込¥51,700)
④ 回転刃ツール	034225-C	¥38,000	<b>¥26,000</b> (税込¥28,600)

## ミキサーB-400 生産終了のお知らせ

長年ご愛顧いただいておりますミキサーB-400ですが、半世紀以上に前に発売した製品でもあるため、今後の部品の調達が困難となり、やむを得ず**在庫品限りで販売終了**となります。

ビューヒでは、生産を終了してから**電子部品は5年間、機械部品は10年間**ご購入いただけることを保証しています。

現在ご使用中の方で「部品の購入をしたい」という方だけでなく、「調子が悪い」という方もお早めにご相談ください。



**Quality in your hands**

### 日本ビューヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F  
 TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F  
 TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251  
 エリア担当者駐在: 九州 / 中部 / 北海道

お問い合わせ  
[nihon@buchicom](mailto:nihon@buchicom) | [www.buchi.com/ja](http://www.buchi.com/ja)

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2024年5月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

製品別の  
電子カタログ  
はこちらへ

