

Biotage® Selekt Enkel アカデミックキャンペーン開始

最新フラッシュ自動精製システム

必要な機能を選択し、Selektをお求めやすい価格にしました。



SEL-ESV

キャンペーン価格2,520,000円(税))

- ・ 直感操作できるインターフェース、15インチ 大型タッチパネル
- ▶ 全波長検出機能Spektraオプション搭載可能
- 使いたくなるシンプルデザイン

バイオタージ・ジャパン株式会社

本 社:〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4,6F TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121 西日本:〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28,4F TEL 06-6397-8180 FAX 03-6397-8170

URL: http://www.biotage.co.jp E-mail: Japan_info@biotage.com



Selekt Enkel 新発売 アカデミックキャンペーン価格

2,520,000円(税別)

Selekt Enkel+ Spektra機能付 200-400nm, 可変2波長 + PDA機能

& 試験管ラック&カラム





	仕様
カラムチャンネル数	1ライン
設置溶媒数	2 溶媒
試験管ラック	16X150mm ラック 3 個 付属
ディテクター	200-400 nm (UV) Spektraオプション(SEL-SPK)で全波長検出可能に
流速	1-150 mL/min
圧力上限	0–15 bar
消費電力	300 VA.
重量	23 kg
サイズ	(W x D x H) 335 x 393 x 545 mm
インターフェース	15.0″インチ 溶媒耐性タッチスクリーン
使用カラムサイズ	5g、10g、25g、50g、100gまで

〈キャンペーンに含まれる製品〉

製品番号	製品
SEL-ESV	Biotage® Selekt Enkel, One channel, Single Bed, UV Det
SEL-SPK	Biotage® Selekt, Spektra Software Package
FSRD-0445-0010	Biotage® Sfär Silica D - Duo 60 μm 10 g, 20/cs
搬入据付費用	
SER-SEL-INSTALL	Installation & Familiarization - Biotage® Selekt Systems 設置費用

※表示価格は消費税別価格です。

バイオタージ・ジャパン株式会社

本 社: 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4,6F 西日本: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28,4F

URL: http://www.biotage.co.jp E-mail: Japan_info@biotage.com



代理店様情報欄