



Drip Tray はオプション

## Attune NxT レーザーアップグレード キャンペーン

Attune NxT Flow Cytometer をご利用のお客さまへ

Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cytometer の日頃のご愛顧に感謝をこめて、Attune NxT レーザーアップグレード Thank you パッケージを期間限定の特別価格でご提供いたします。Attune NxT Flow Cytometer は、お客さまのニーズに合わせてレーザーなどが拡張できるモジュール式を採用しています。

最大で 4 種のレーザーを搭載し、最大 14 色の蛍光検出が可能なシステムです。

この機会に新しい実験や研究の進展に合わせて、Attune NxT Flow Cytometer のレーザーを拡張し、さまざまな色素に柔軟に対応できるマルチカラーフローサイトメトリーへ進化させませんか？

### Attune NxT レーザーアップグレード Thank you パッケージ

希望小売価格

¥6,250,000



キャンペーン価格

¥3,900,000

37%  
OFF

レーザータイプ	励起波長	レーザー出力 (BSO)	検出可能な色素
<b>Violet</b>	405 nm	50 mW	Vybrant™ DyeCycle™ Violet stain、Super Bright 436 / 600 / 645 / 702 / 780、また多くの Qdot™ ナノクリスタルなどのバイオレットレーザー試薬
<b>Green</b>	532 nm	100 mW	赤色蛍光タンパク質や PE、PE タンデム色素
<b>Yellow</b>	561 nm	50 mW	mCherry などの Fruit 蛍光タンパク質や PE、PE タンデム色素
<b>Red</b>	637 nm	100 mW	APC や Alexa Fluor™ 700、APC のタンデム色素、CellTrace™ Far Red、LIVE / DEAD™ Fixable Far Red、Vybrant™ DyeCycle™ Ruby Stain

キャンペーン期間：2020年9月18日(金)～2020年12月18日(金)弊社受注分まで

## レーザーの検出チャンネル数とレーザーアップグレード対応表

レーザー	レーザー構成	Violet (405 nm)	Blue (488 nm)	Green (532 nm)	Yellow (561 nm)	Red (637 nm)	検出 チャンネル*
1	Blue	●	4	●	●	●	6
	Blue / Green	●	3	4		●	9
	Blue / Yellow	●	3		4	●	9
2	Blue / Red	●	4	●	●	3	9
	Blue / Violet	4	4	●	●	●	10
	Blue / Violet 6	6	3		●	●	11
	Blue / Violet / Green	4	3	4		●	13
	Blue / Violet / Yellow	4	3		4	●	13
3	Blue / Red / Green	●	3	4		3	12
	Blue / Red / Yellow	●	3		4	3	12
	Blue / Red / Violet	4	4	●	●	3	13
	Blue / Red / Violet 6	6	3		●	3	14
	Blue / Red / Violet / Green	4	3	4		3	16
4	Blue / Red / Violet / Yellow	4	3		4	3	16
	Blue / Red / Violet 6 / Yellow	6	2		3	3	16

● レーザーアップグレードが可能です。ただし、Yellow レーザーと Green レーザーはどちらか一方しかシステムに組み込めません。

\* 表中の検出チャンネル数には、前方散乱光および側方散乱光チャンネルだけでなく、全ての蛍光チャンネル数が含まれています。

## Ordering information

製品名	製品番号	希望小売価格	期間限定パッケージ価格
Attune NxT Violet レーザーアップグレード Thank you パッケージ Violet レーザー アップグレードキット一式、設置・基本取扱説明	ATTUNENXT-VLUPG39	¥6,250,000	<b>¥3,900,000</b>
Attune NxT Green レーザーアップグレード Thank you パッケージ Green レーザー アップグレードキット一式、設置・基本取扱説明	ATTUNENXT-GLUPG39	¥6,250,000	<b>¥3,900,000</b>
Attune NxT Yellow レーザーアップグレード Thank you パッケージ Yellow レーザー アップグレードキット一式、設置・基本取扱説明	ATTUNENXT-YLUPG39	¥6,250,000	<b>¥3,900,000</b>
Attune NxT Red レーザーアップグレード Thank you パッケージ Red レーザー アップグレードキット一式、設置・基本取扱説明	ATTUNENXT-RLUPG39	¥6,250,000	<b>¥3,900,000</b>

\*Violet6レーザーへのアップグレードキットもご用意しておりますので、ぜひ、ご相談ください。

### ご注意事項

Attune NxT Laser アップグレード Thank you パッケージは、Attune NxT Flow Cytometer をご利用のお客さま限定で販売させていただきます。パッケージには、設置・基本取扱説明が含まれます。

デモ・営業訪問のお申し込みはこちらから [thermofisher.com/jp-ca-demo](http://thermofisher.com/jp-ca-demo)

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。  
記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。  
For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.  
記載の価格は 2020 年 9 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。  
実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。  
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。  
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc

販売店

FPL062-A20090B

## サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ [jptech@thermofisher.com](mailto:jptech@thermofisher.com)

オーダーサポート TEL : 03-6832-6980 FAX : 03-6832-9584

営業部 TEL : 03-6832-9300 FAX : 03-6832-9580

[facebook.com/ThermoFisherJapan](https://www.facebook.com/ThermoFisherJapan)

[@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

[thermofisher.com](http://thermofisher.com)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC