

～6万円

大容量 PCR キット  
pGEM-T Easy  
など

～10万円 (税別)

吸引ポンプセット  
小型フルオロ  
メーター

新春

予算に  
合わせ おトクが  
出る出る♪

～20万円

大容量!!  
ミニカラム核酸精製  
キット

# イエロースネーク ㄣ(ㄥ) カモン!! 2025年1月27日(月)～3月28日(金) campaign

## 新製品 特別お試し価格

mRNA トランスフェクション試薬

### ViaScript™ mRNA Transfection Reagent


- 細胞集団全体での均一な発現を実現
- 導入 mRNA 量に応じて発現量の調整が可能
- 多様な細胞株への効率的かつ低毒性のトランスフェクション

\*本製品は mRNA 導入用試薬です。


siRNA や miRNA などの短鎖 RNA のトランスフェクションには  
FuGENE® SI (カタログ番号 E9311 など) をご利用ください。

mRNA と DNA プラスミドの段階希釈系列を用いた  
AsPC-1 細胞へのトランスフェクション効率を  
フローサイトメトリーにて解析した▶

詳細は製品サイトでご覧ください。



導入した  
mRNA 量に  
比例して  
発現量が増加、  
発現レベルも  
均一



／何個でも／

## 今だけ半額

初期検討に便利な eGFP の  
mRNA つきは 20% OFF!

| 製品名                                                             | カタログ番号 | サイズ              | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|---------|
| ViaScript™ mRNA Transfection Reagent                            | EV4961 | 96 ウェルプレート 10 枚分 | 40,000  | 20,000  |
| ViaScript™ mRNA Transfection Reagent plus eGFP (eGFP の mRNA つき) | NE1100 | 96 ウェルプレート 10 枚分 | 44,000  | 35,000  |

## 試薬と吸引装置一式の超お得なセット

### プラスミド抽出試薬 & ポンプセット

カタログ番号 JKC005

価格 ¥200,000

全部  
セットで! 特価

¥100,000

**セット構成内容** \*接続チューブや廃棄瓶などをご用意ください。

#### ポンプ本体

- Welch Vacuum Pump for Japan Electrical (A6724) 1 台

#### 吸引装置と小物

- Vac-Man® Laboratory Vacuum Manifold, 20-sample capacity (A7231) 1 台
- Eluator™ Vacuum Elution Device (A1071) 4 個

#### プラスミド抽出試薬

- PureYield™ Plasmid Midiprep System 4 回分
- PureYield™ Plasmid Maxiprep System 2 回分

接続方法は  
コチラから



ポンプ: ¥116,000

吸引装置+小物: ¥92,000

試薬: ¥30,000




### ポンプセットで使える! 吸引法対応の試薬もおトク!

| 抽出スケール / 用途 | 製品名                                               | カタログ番号 | サイズ      | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------|
| Maxi/ プラスミド | PureYield™ Plasmid Maxiprep System                | A2393  | 25 回分    | 95,000  | 62,000  |
| Midi/ プラスミド | PureYield™ Plasmid Midiprep System                | A2496  | 300 回分   | 370,000 | 240,000 |
| Mini/ プラスミド | Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System | A1460  | 250 回分   | 78,000  | 50,000  |
|             |                                                   | A1465  | 1,000 回分 | 260,000 | 144,000 |
| Mini/ ゲル抽出  | Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System            | A9282  | 250 回分   | 75,000  | 49,000  |
|             |                                                   | A9285  | 1,000 回分 | 250,000 | 138,000 |

### 吸引法のすすめ


遠心や重力落下では時間がかかる Midi や Maxi は、特に吸引法が有効

バキュームアダプターを装着すれば、上記の Wizard® SV Gel and PCR Clean Up などミニカラムタイプを接続することもできます (本セットには付属しません)。



補助デバイスの Eluator™ を装着すれば Midi/Maxi カラムから遠心分離なしで溶出が可能

核酸精製カラム内の溶液を専用の吸引装置で吸引して素早く抜き取るため、**時短効果**があります。汎用機器である**遠心機**の占有時間もカットでき、他の実験もスムーズになります。



吸引法より迅速  
30 分以内で完了!  
(Midi の場合)

## カラム式核酸精製キットでイチオシ!

### ReliaPrep™ Miniprep System シリーズ

- RNA キットは小ボリューム溶出で高濃度精製が可能
- フェノール不要

試薬を  
無駄なく  
使えます



プロメガクラブご入会で  
RNA 用ミニカラム単品購入可能  
\*適合キットは HP をご確認ください

プロメガクラブ詳細は

プロメガクラブ [検索](#)

~40%  
OFF!

| 抽出物   | サンプル      | 製品名                                              | カタログ番号 | サイズ    | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|-------|-----------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| gDNA  | 組織など      | ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System           | A2052  | 250 回分 | 139,000 | 90,000  |
|       |           | ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep System              | Z6011  | 50 回分  | 49,000  | 34,000  |
| RNA   | 組織など      | ReliaPrep™ RNA Tissue Miniprep System            | Z6012  | 250 回分 | 200,000 | 140,000 |
|       |           | ReliaPrep™ RNA Tissue Miniprep System            | Z6111  | 50 回分  | 49,000  | 34,000  |
| miRNA | 培養細胞、組織など | ReliaPrep™ miRNA Cell and Tissue Miniprep System | Z6112  | 250 回分 | 200,000 | 140,000 |
|       |           | ReliaPrep™ miRNA Cell and Tissue Miniprep System | Z6212  | 250 回分 | 270,000 | 162,000 |



## NGS 用サンプルの定量 & サイズセレクション

### 小型フルオロメーター & 核酸定量用蛍光試薬

#### Quantus™ Fluorometer

| カタログ番号 | サイズ | 通常価格(¥) |
|--------|-----|---------|
| E6150  | 1 個 | 200,000 |

#### 特別価格

**¥100,000**

- 幅 11.5 × 奥行 22.7 × 高さ 4.5 cm、重量 400 g
- 検出波長: Blue (Ex. 495 nm/Em. 510-580 nm)、Red (Ex. 640 nm/Em. 660-720 nm)
- 検出容器: 0.5 ml PCR チューブ



#### dsDNA Quantifluor® ONE dsDNA System

- 二本鎖 DNA に結合する蛍光色素 Ex. 504 nm/Em. 531nm
- スタンダード DNA 付属 (Lambda DNA)
- 希釈は不要、そのままサンプルと混合するだけ

| カタログ番号 | サイズ      | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|--------|----------|---------|---------|
| E4870  | 500 回分 * | 40,000  | 28,000  |

#### RNA Quantifluor® RNA System

| カタログ番号 | サイズ               | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| E3310  | 1 ml (2,000 回分 *) | 76,000  | 53,000  |

\* 200 µl 反応系での使用回数

### DNA 断片のサイズセレクション磁性体ビーズ

#### ProNex® Size-Selective Purification System

| カタログ番号 | サイズ   | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|--------|-------|---------|---------|
| NG2001 | 10 ml | 57,000  | 40,000  |

- プライマーや低分子の DNA 断片の除去、PCR 産物のクリーンアップに
- 次世代シーケンスライブラリー断片精製など狙ったサイズの精製に
- 粘性が低くハンドリングが容易

## ヘビーユーザーに! 信頼の GoTaq® シリーズがおトク!

### ルーチンな PCR 用マスターミックス

| ローディングダイ | 製品名                         | カタログ番号 | サイズ        | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|----------|-----------------------------|--------|------------|---------|---------|
| 有色       | GoTaq® Green Master Mix     | M7123  | 1,000 回分 * | 97,000  | 48,000  |
| 無色       | GoTaq® Colorless Master Mix | M7133  | 1,000 回分 * | 97,000  | 48,000  |

\* 50 µl 反応系での使用回数

### 定量 PCR

#### GoTaq® qPCR Master Mix

- 明るい蛍光物質 BRYT Green® 採用で高感度、SYBR Green I タイプの製品と置き換え可能
- ホットスタートタイプで室温調製可能、オートメーションシステムにも対応
- Fast モードに対応

| カタログ番号 | サイズ                | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| A6002  | 25 ml (2,500 回分 *) | 230,000 | 104,000 |

\* 20 µl 反応系での使用回数

#### GoTaq® Probe qPCR Master Mix

- 反応系は 5 µl までスケールダウン可能
- 適合プローブ: PrimeTime, TaqMan, Molecular Beacon など

| カタログ番号 | サイズ                | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| A6102  | 10 ml (1,000 回分 *) | 105,000 | 47,000  |

\* 20 µl 反応系での使用回数

### 逆転写 + 定量 PCR

逆転写と  
定量 PCR  
が 1 反応

#### GoTaq® 1-Step RT-qPCR System

| カタログ番号 | サイズ             | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|--------|-----------------|---------|---------|
| A6020  | 5 ml (500 回分 *) | 83,000  | 37,000  |

逆転写と  
定量 PCR  
が別反応

#### GoTaq® 2-Step RT-qPCR System

| カタログ番号 | サイズ                               | 通常価格(¥) | 特別価格(¥) |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|
| A6010  | 5 ml (逆転写 50 回<br>定量 PCR 500 回 *) | 66,000  | 30,000  |

\* 20 µl 反応系での使用回数

### 阻害物質に強い GoTaq® qPCR シリーズ

| inhibitor                 | Standard Curve |           |                |
|---------------------------|----------------|-----------|----------------|
|                           | slope          | intercept | R <sup>2</sup> |
| 10% Guanidium Thiocyanate | -3.52          | 40.1      | 0.998          |
| 2% Ethanol                | -3.54          | 40.5      | 0.999          |
| Control (no inhibitor)    | -3.50          | 40.1      | 0.999          |

RNA サンプルに各阻害物質を添加し、GAPDH の mRNA を GoTaq® 1-Step RT-qPCR System を用いて増幅した。検量線測定では阻害物質の影響は見られず、コントロールと同様の結果を示した。

**超特別  
価格!**

# RNA 合成 & PCR クローニングもプロメガのロングヒット製品!

## RNA 合成 (in vitro 転写)

| 製品名                                                   | 特徴                                          | カタログ番号 | サイズ           | 通常価格(¥)  | 特別価格(¥) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------|----------|---------|
| T7 RiboMAX™ Express Large Scale RNA Production System | RNA 合成量: 5-8.5 mg/1ml 反応所要時間 30 分以内         | P1320  | 20 µl x 50 回分 | 68,000 → | 47,000  |
| RiboMAX™ Large Scale RNA Production System - T7       | RNA 合成量: 2-5 mg/1ml 反応キャップアナログ (P1711) 添加可能 | P1300  | 1 システム        | 54,000 → | 41,000  |

## RNA ポリメラーゼ

| 製品名               | カタログ番号 | サイズ     | 通常価格(¥)  | 特別価格(¥) |
|-------------------|--------|---------|----------|---------|
| T7 RNA Polymerase | P2075  | 1,000 u | 14,000 → | 10,000  |

## RNase インヒビター

| 製品名                                 | カタログ番号 | サイズ     | 通常価格(¥)  | 特別価格(¥) |
|-------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
| RNasin® Plus Ribonuclease Inhibitor | N2611  | 2,500 u | 31,000 → | 17,000  |

## 実績の TA クローニング

### pGEM®-T Easy Vector System

- 信頼と実績の PCR 産物クローニング
- Rapid Ligation Buffer による迅速室温ライゲーション

| カタログ番号 | サイズ   | 通常価格(¥)  | 特別価格(¥) |
|--------|-------|----------|---------|
| A1360  | 20 回分 | 29,000 → | 20,000  |

## 高い導入効率と細胞にやさしい トランスフェクション試薬


### ViaFect™ Transfection Reagent

- 初代培養細胞、幹細胞などの、より難度の高い細胞実験でも優れた導入効率
- 細胞毒性が低く抑えられ、より細胞生理学的アッセイへの影響も最低限

| 製品名                           | カタログ番号 | サイズ         | 通常価格(¥)   | 特別価格(¥) |
|-------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|
| ViaFect™ Transfection Reagent | E4982  | 2 x 0.75 ml | 120,000 → | 84,000  |

\* 0.75 ml は 24 ウェルプレートで約 500 ウェル分のトランスフェクションに十分な量です。  
(DNA: トランスフェクション試薬比率が 1:3 の場合)

ViaFect™ と他社トランスフェクション試薬を用いた  
HEK293 細胞への導入効率と細胞生存性の比較 ▶



イエロースネーク  
叫(!!)カモン!!



日本語 Web site : [www.promega.co.jp](http://www.promega.co.jp)

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : [prometec@jp.promega.com](mailto:prometec@jp.promega.com)

## プロメガ株式会社

本 社 〒103-0001  
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通ビル 7F  
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051  
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング  
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については2025年1月現在のものであり予告なしに変更することがあります。  
※掲載の価格は全て税抜表記です。

販売店