



プラスミド精製関連製品 お試しキャンペーン

高速かつ低エンドトキシンレベルのプラスミドを精製


日頃の感謝を込めてキアゲンからプラスミド精製関連製品のキャンペーンをご用意しました。
研究のさらなる前進に、ぜひご活用ください。

初回限り
25%OFF

プロモーションコード：JP25PST06

ご注文期限：2025 年 8 月 29 日 (金) 弊社受注分まで

※対象製品を初めて使用される方、各製品 1 個まで
※ご注文時にプロモーションコードをお知らせください
※ご注文後、取り寄せに時間をいただく製品もあります



QIAGEN Plasmid Plus Kits

エタノール沈殿不要で簡単・時短、さらに低エンドトキシン

- 24 サンプルを最速 20 分で精製
- エンドトキシン <1.0 EU/μg を実現
- 最大 10 mg までのプラスミドを精製



製品名	サンプル量／収量	溶出量	Cat.no.	希望小売価格 (円)	キャンペーン 希望小売価格 (円) [†]
QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit (25)*	培養液：20–50 mL 収量：~250μg	200 μL	12943	44,500	33,370
QIAGEN Plasmid Plus Maxi Kit (25)*	培養液：50–200 mL 収量：~1 mg	400 μL	12963	92,500	69,370
QIAGEN Plasmid Plus Mega Kit (5)*	培養液：500 mL 収量：2.5 mg	1 mL	12981	41,500	31,120
QIAGEN Plasmid Plus Giga Kit (5)*	培養液：2,500 mL 収量：~10 mg	5 mL	12991	82,500	61,870

* 本キットの使用には専用のマニホールド（QIAvac 24 Plus）と真空ポンプが必要です。推奨吸引圧：-300 mbar 程度

QIAGEN Plasmid Plus Kits 専用マニホールドと周辺設備

製品名	内容	Cat.no.	希望小売価格 (円)	キャンペーン 希望小売価格 (円) [†]
QIAvac 24 Plus	スピнкаラムを最大 24 本処理できる吸引用マニホールド	19413	63,500	47,620
VacValves (24) [‡]	QIAvac 24 Plus とスピнкаラムの接触を防ぐバルブ、個別に真空制御も可能	19408	18,000	13,500
QIAvac Holder [§]	QIAvac 24 Plus 上でキット内の QIAfilter Mega/Giga カラムを保持する専用スタンド	19418	22,000	16,500
QIAvac Connecting System	QIAvac 24 Plus と Vacuum Pump を接続するためのチューブとアダプター、廃液ボトルのセット	19419	151,000	113,250

[‡] コンタミが気になる方は、カラムと VacValve の間に挟む VacConnectors（Cat. No. 19407）をご使用ください

[§] QIAGEN Plasmid Plus Mega / Giga Kit をご使用の際は必要です

QIAGEN Plasmid Plus Kits 推奨ポンプ

製品名	内容	Cat.no.	希望小売価格 (円)
Vacuum Pump [§]	QIAvac 24 Plus と QIAvac Connecting System に接続できる真空ポンプ	9003250	399,000

[§] キャンペーン対象外製品です



HiSpeed Plasmid EF Kits

QIAGEN最上級の低エンドトキシンを実現

- エンドトキシン <0.04 EU/μg を実現
- 最速 60 分でラージスケールプラスミドを精製
- 遠心不要のライセート清澄化およびイソプロパノール沈殿



製品名	サンプル量／収量	溶出量	Cat.no.	希望小売価格 (円)	キャンペーン 希望小売価格 (円) [†]
HiSpeed Plasmid Mega EF Kit (5) [¶]	培養液：500 mL 収量：~2.5 mg	1.5 mL	1054578	63,500	47,620
HiSpeed Plasmid Giga EF Kit (5) [¶]	培養液：2500 mL 収量：~10 mg	8 mL	1054575	120,000	90,000

[¶] キットのご使用には、専用マニホールド (QIAvac HiSpeed LS) と真空ポンプが必要です
推奨吸引圧：-200 mbar から -600 mbar (-150 mm Hg から -450 mm Hg)

HiSpeed Plasmid EF Kits 専用マニホールドと推奨ポンプ

製品名	内容	Cat.no.	希望小売価格 (円)	キャンペーン 希望小売価格 (円) [†]
QIAvac HiSpeed LS	HiSpeed Mega/Giga LS カラムを最大 6 本 処理できる吸引マニホールド	19505	723,000	542,250
Vacuum Pump [§]	QIAvac HiSpeed LS に接続できる真空ポンプ	9003250	399,000	—

[§] キャンペーン対象外製品です

Giga Kit 従来品とキャンペーン対象製品の性能比較

製品	操作時間	精製法	エンドトキシンレベル
QIAGEN Plasmid	最大 約 320 分	自然落下	10 EU/ug
QIAGEN Plasmid Plus	最大 約 50 分	吸引および遠心	<1 EU/ug
EndoFree Plasmid	最大 約 320 分	QIAfilter カートリッジ および自然落下	<0.04 EU/ug
HiSpeed Plasmid EF	最大 約 60 分	QIAfilter カートリッジ および自然落下／吸引	<0.04 EU/ug

[†] 記載のキャンペーン希望小売価格は弊社希望小売価格です。実際の価格はご注文の弊社販売店にお問い合わせください。

PCR産物およびアガロースゲルからのDNA精製

- QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit は 1 つのキットで PCR 産物の精製、ゲルからの精製の両方に対応
- MiniElute Kit は、わずか 10 μ L での溶出で、70 bp–4 kb の高濃度 DNA を精製

製品名	精製可能サイズ	溶出量	Cat.no.	希望小売価格 (円)	キャンペーン 希望小売価格 (円)*
QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit (100)	PCR 産物 : 100 bp–10 kb Gel: 70 bp–10 kb	30~50 μ L	28506	32,000	24,000
MiniElute PCR Purification Kit (50)	70 bp – 4 kb	10 μ L	28004	18,000	13,500
MiniElute Gel Extraction Kit (50)	70 bp – 4 kb	10 μ L	28604	17,500	13,120

* 記載のキャンペーン希望小売価格は弊社希望小売価格です。実際の価格はご注文の弊社販売店にお問い合わせください。

キャンペーン対象製品の使い方をわかりやすく解説 QIAGEN プラスミドDNA

基本的な操作から効率的な手法まで、動画やTipsを多数掲載しています。
最適なプラスミド精製のノウハウをぜひチェックしてください。

操作手順動画

QIAGEN Plasmid Plus Kits のステップごとの基本操作

効率的な精製 Tips

Thorsten Singer 博士による高収量のプラスミド DNA 抽出に関する Tips

製品比較と選び方

用途に合わせた最適なプラスミド精製キットの選び方

この他にも多くのコンテンツを掲載しています。



クリックまたはスキャン

記載の QIAGEN 製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的には使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては www.qiagen.com の “Trademarks and Disclaimers” をご覧ください。

QIAGEN キットの Handbook および User Manual は www.qiagen.com から入手可能です。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, 本文に記載の会社名、商品名、登録名、商標などは、特にそのようにマークされていない場合でも、法律によって保護されている場合があります。
記載の価格はすべて税抜価格です。また、製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

2303196 05/2025 © 2025 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき 3-13-1 | Forefront Tower II
Tel: 03-6890-7300 | Fax: 03-5547-0818 | E-mail: techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com

販売店使用欄