

2025 | 7.1 火 → 9.30 火

タカラバイオ サマリーキャンペーン 2025

巻頭特集 タカラバイオのイチ推し製品 Curio Trekker™

p.1~2

✓ PCR酵素、リアルタイムPCR(qPCR)試薬

p.3~4

PCR酵素各種、2step / 1step RT-qPCR用試薬、Direct RT-qPCR用試薬

✓ 制限酵素、修飾酵素、逆転写酵素

p.5

制限酵素全製品、PrimeScript™ RTase関連製品 ほか

✓ RNA関連試薬

p.6

Human Cell-Free Protein Expression Master Mix for mRNA ほか

✓ クローニング関連、cDNA Library

p.7~8

In-Fusion® Snap Assembly Master Mix、Ligation Kit ほか

✓ 遺伝子機能解析関連

p.9~10

ゲノム編集関連製品、Tetシステム ほか

✓ 幹細胞研究ツール(細胞・培地)

p.11

ヒト間葉系幹細胞専用増殖培地、CELLBANKER® ほか

✓ タンパク質精製・合成

p.12

Capturem™シリーズ、TALON®, 無細胞タンパク質合成システム

✓ ウイルス・マイコプラズマ検出、病原体関連遺伝子検出シリーズ

p.13~14

下水疫学調査用リアルタイムPCRキット ほか

✓ 遺伝子導入

p.15~16

組換えアデノ随伴ウイルス、組換えレンチウイルス関連 ほか

✓ qPCR装置、PCR装置、自動核酸精製装置

p.17

Thermal Cycler Dice® Real Time Systemシリーズ ほか

✓ 受託サービス

p.18

短納期サービス：RNA-Seq解析、ライブラリーシーケンス解析

✓ TGCAセミナー／お役立ち情報のご紹介

裏表紙

★ 本パンフレット掲載製品以外にも、キャンペーン対象の製品が数多くあります。
詳細は弊社ウェブサイトのキャンペーン情報をご覧ください。

that's
GOOD
science!

最近よく聞く「空間解析」。
こんなお悩みはありませんか？




- ・始めてみたいけどハードルが高そう
- ・従来の空間解析の課題
 - ーセグメンテーションの偽陽性評価
 - ーシングルセルデータと同程度のクオリティが得られない
- ・トランスクリプトーム以外のオミックスも評価したい

New Technology

専用装置不要! 真のシングルセル空間トランスクリプトーム解析用試薬

Trekker™ Single-Cell Spatial Mapping Kit



1 kit
高額な専用装置不要


1 hour
snRNA-Seqの上流に
迅速で簡単なプロトコル
を追加するだけ

1 location
シングルセルの正確な
位置を特定し、
組織全体像を把握

- ✓ シングルセルデータに位置情報を付与した解析
- ✓ DNAバーコードで核をタグ付けすることでセグメンテーションなしで正確な空間解析が可能


- ✓ 既存シングルセル解析システムのワークフローに適用
 - ✓ 空間解析専用装置やプローブセット不要※
- ※ : シングルセル解析、NGS工程の装置は必要です。

● ワークフロー



核をDNAバーコードでタグ付けすることで、シングルセルの正確な空間解析が可能となり、組織内の細胞の位置情報をシングルセルデータに反映することができます。

●【解析例】Trekker™を使用した胚発生11日目(E11)のマウス胚からの核の空間解析



E11マウス胚由来の25 μm組織切片をCurio Trekkerタイル(10 mm x 10 mm)に供し、57,545個の核の空間解析を行った。(A) Trekkerを使用した核の空間マップ。各点は単一の核を表している。(B)隣接する組織切片のHE染色画像。(C) ST align(画像と遺伝子発現を結びつけるツール)によるHE画像とTrekker空間マップの重ね合わせ画像。(D)シングルセル解析から得られたUMAP。各点は図Aの点に1対1に対応している。(E)5種類の遺伝子(*Gm3764*, *Rtn1*, *Cpxc*, *Dnm3os*, *Gata3*)に関して空間上の発現パターンを示した画像。

● 製品の仕様

空間解析の解像度	シングルセル
サンプルタイプ	新鮮凍結組織 (Fresh frozen)
タイルサイズ	10 mm x 10 mm
必要な設備	Cryostat、シングルセル解析プラットフォーム、NGSシーケンサー
作業時間	核抽出まで1時間 + シングルセル解析



お得なキャンペーン情報

キャンペーン期間: ~2025年7月31日(木) ご注文分まで

7月31日(木)まで、特別価格でご提供しています!
最先端の空間解析技術の導入に、ぜひご利用ください。

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Trekker™ U 10x10 Bundle	4回	SK017	¥2,500,000	¥2,000,000

★ サマーキャンペーンとは別企画です。

● Trekker™を用いた受託解析も承ります! お気軽にご相談ください。

メニュー	作業仕様	納品物
空間トランスクリプトーム解析 (シングルセル空間マッピング)	【供与検体】 ・新鮮凍結組織、OCT包埋組織 ※ 組織種などはお問い合わせください。 【snRNA-Seqシステム】 ・Chromium Universal 3' (v3.1, v4)	・Cell Ranger解析結果 ・Curio Trekker bioinformatics pipeline 解析結果fastqファイル ・作業報告書

表示価格はすべて税別です。

タカラバイオの高性能PCR酵素をディスカウント価格でご提供

■ 高成功率・高正確性・高操作性を合わせ持った、まさに“プレミアム”なPCR酵素

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymerase	200回 (50 µl反応系)	RR370A	¥33,000	¥26,400
	800回 (50 µl反応系)	RR370B	¥107,000	¥85,600
TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymerase Dye plus	200回 (50 µl反応系)	RR371A	¥33,000	¥26,400
	800回 (50 µl反応系)	RR371B	¥107,000	¥85,600

■ 世界最高クラスの伸長速度・正確性を兼ね備えたPCR酵素がバージョンアップ

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2	100回 (50 µl反応系)	R047A	¥35,000	¥28,000
	400回 (50 µl反応系)	R047B	¥112,000	¥89,600
	1,000回 (50 µl反応系)	R047D	※	¥170,000

■ 30 kbの長鎖DNAの増幅も可能、正確性も高いPCR酵素、長鎖Ampliconの増幅に

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase	250 U (200回/50 µl反応系)	R050A	¥41,000	¥32,800
	1,000 U (800回/50 µl反応系)	R050B	¥121,000	¥96,800
	2,500 U (2,000回/50 µl反応系)	R050D	※	¥209,000

■ 反応速度を向上させた高正確性PCR酵素

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
PrimeSTAR® GXL Premix Fast	200回 (50 µl反応系)	R053A	¥39,000	¥31,200
	800回 (50 µl反応系)	R053B	¥121,000	¥96,800
	2,000回 (50 µl反応系)	R053D	※	¥220,000
PrimeSTAR® GXL Premix Fast, Dye plus	200回 (50 µl反応系)	R052A	¥39,000	¥31,200
	800回 (50 µl反応系)	R052B	¥121,000	¥96,800
	2,000回 (50 µl反応系)	R052D	※	¥220,000

※：キャンペーン限定大容量品

■ 世界最高レベルの高特異性で超長鎖増幅(50 kb)と長鎖マルチプレックスPCRに対応

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
PrimeSTAR® LongSeq DNA Polymerase	200回 (50 µl反応系)	R055A	¥41,000	¥32,800
	800回 (50 µl反応系)	R055B	¥121,000	¥96,800

■ PCRの成功率が高い万能型酵素、バイアスの少ない増幅が可能でメタゲノム解析などに

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Tks Gflex™ DNA Polymerase	250 U (200回/50 µl反応系)	R060A	¥36,000	¥28,800
	1,000 U (800回/50 µl反応系)	R060B	¥115,000	¥92,000

■ ダイレクトPCR & クールドサンプル等、とにかく阻害物質耐性が求められるときに

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
MightyAmp™ DNA Polymerase Ver.3	250 U (200回/50 µl反応系)	R076A	¥39,000	¥31,200
	1,000 U (800回/50 µl反応系)	R076B	¥123,000	¥98,400

表示価格はすべて税別です。

リアルタイムPCR(qPCR)試薬

鋳型RNA抽出

逆転写反応

リアルタイムPCR

I. 2step RT-qPCR

逆転写試薬

2step qPCR酵素Mix

II. 1step RT-qPCR

1step RT-qPCR Kit

III. Direct RT-qPCR

CellAmp™ Direct RT-qPCR Kit

IV. Direct RT-qPCR
(検査用途にオススメ)

PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix

One Step Easy Direct RT-qPCR Kit

I. 2step RT-qPCR用 逆転写試薬

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time)	200回 (10 µl反応系)	RR036A	¥47,000	¥37,600
PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time)	200回 (10 µl反応系)	RR037A	¥47,000	¥37,600
PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser ※1	100回 (20 µl反応系)	RR092A	¥47,000	¥37,600
PrimeScript™ RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time) ※1	100回 (20 µl反応系)	RR047A	¥47,000	¥37,600

※1 : TB Green Premix Ex Taq II FAST qPCR (製品コード RR830S/A/B) などとの併用を推奨します。

I. 2step RT-qPCR用 2step用qPCR酵素Mix

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR	400回 (25 µl反応系)	RR830A	¥49,000	¥39,200
	3,200回 (25 µl反応系)	RR830D	※2	¥200,000
TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus)	200回 (50 µl反応系)	RR820A	¥49,000	¥39,200
	1,600回 (50 µl反応系)	RR820D	※2	¥231,000
Probe qPCR Mix MultiPlus	400回 (25 µl反応系)	RR393A	¥39,000	¥31,200

※2 : キャンペーン限定大容量品

II. 1step RT-qPCR用 1step用qPCR酵素Mix

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
One Step TB Green® PrimeScript™ PLUS RT-PCR Kit (Perfect Real Time) インターカラーター法高特異性タイプ	100回 (50 µl反応系)	RR096A	¥54,000	¥43,200
One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time) プローブqPCR用	100回 (50 µl反応系)	RR064A	¥51,000	¥40,800
One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix 完全プレミックス・プローブ検出用リアルタイムPCR試薬	200回 (25 µl反応系)	RR600A	¥51,000	¥40,800

III. Direct RT-qPCR用 培養細胞から直接、遺伝子発現解析

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
CellAmp™ Direct TB Green® RT-qPCR Kit	1 Kit ※3	3735A	¥99,000	¥79,200
CellAmp™ Direct Probe RT-qPCR Kit	1 Kit ※3	3736A	¥97,000	¥77,600

※3 : Lysis 100回、qPCR 500回 / 25 µl反応系

IV. Direct RT-qPCR用 血液、尿などの生体サンプルから手間なく迅速にリアルタイムPCR

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix	200回 (25 µl反応系)	RR650A	¥53,000	¥42,400
PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix, with UNG	200回 (25 µl反応系)	RR651A	¥55,000	¥44,000

IV. Direct RT-qPCR用 検体からの核酸精製を必要とせず対象遺伝子の検出が可能

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
One Step Easy Direct RT-qPCR Kit (Non-treatment)	200回 (25 µl反応系)	RC805A	¥84,000	¥67,200
One Step Easy Direct RT-qPCR Kit (Non-heat-treatment)	200回 (25 µl反応系)	RC801A	¥126,000	¥100,800
One Step Easy Direct RT-qPCR Kit (Heat-treatment) Ver.2	200回 (25 µl反応系)	RC807A	¥126,000	¥100,800

表示価格はすべて税別です。

タカラバイオ
サマーキャンペーン2025

2025.7.1※→9.30※

制限酵素、修飾酵素、逆転写酵素

■ 制限酵素 **全品 30%OFF** ※BspQ Iのみ20%OFF

★ 対象製品は弊社ウェブサイトのキャンペーンページをご覧ください。



制限酵素切断部位検索ツールをWEBで公開中!

■ 修飾酵素

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Recombinant DNase I (RNase-free)	中性域での安定性が向上。 RNA調製にも安心して使用可能	1,000 U	2270A	¥19,000	¥15,200
		5,000 U	2270B	¥65,000	¥52,000
Recombinant RNase Inhibitor ver.2.0	酸化耐性が強化されたRNase阻害試薬	5,000 U	2315A	¥18,000	¥14,400
		25,000 U	2315B	¥66,000	¥52,800

■ 逆転写酵素

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
PrimeScript™ Reverse Transcriptase	バックグラウンドの極めて低いcDNA合成が可能な逆転写酵素	10,000 U	2680A	¥46,000	¥36,800
		40,000 U	2680B	¥130,000	¥104,000
		100,000 U	2680C	¥266,000	¥212,800
PrimeScript™ II Reverse Transcriptase	アクセサリタンパクを添加することで、ミスプライミングをより抑制させた逆転写酵素	10,000 U	2690A	¥49,000	¥39,200
		40,000 U	2690B	¥145,000	¥116,000
		100,000 U	2690C	¥303,000	¥242,400
PrimeScript™ 1st strand cDNA Synthesis Kit	PrimeScript RTaseを用いる1st strand cDNA合成用キット	50回	6110A	¥47,000	¥37,600
		200回	6110B	¥139,000	¥111,200
PrimeScript™ II 1st strand cDNA Synthesis Kit	PrimeScript RTase IIを用いる1st strand cDNA合成用キット	50回	6210A	¥52,000	¥41,600
		200回	6210B	¥152,000	¥121,600
PrimeScript™ IV 1st strand cDNA Synthesis Mix	プレミックスタイプの1st strand cDNA合成用キット。耐熱性の向上により高温(55℃)での逆転写反応も可能	50回	6215A	¥52,000	¥41,600
		200回	6215B	¥152,000	¥121,600
PrimeScript™ Double Strand cDNA Synthesis Kit	PrimeScript RTaseを用いる二本鎖cDNA合成用キット	10回	6111A	¥76,000	¥60,800

cDNA合成試薬選択フロー

逆転写酵素単品だけではなく、cDNA合成キットとして多数の製品を取り揃えています。目的に合わせてご利用ください。

1st strand cDNAを合成したい

クローニング・RT-PCR・RT-qPCR など多用途に

- PrimeScriptで高品質なcDNAを合成 → PrimeScript 1st strand cDNA Synthesis Kit
- PrimeScript IIで最高品質のcDNAを合成 → PrimeScript II 1st strand cDNA Synthesis Kit
- プレミックスタイプのPrimeScript IVで簡単に高品質のcDNAを合成 → PrimeScript IV 1st strand cDNA Synthesis Mix

二本鎖cDNAを合成したい

ライブラリー作製・次世代シーケンスに

- PrimeScriptを使用した二本鎖cDNA合成 → PrimeScript Double Strand cDNA Synthesis Kit

表示価格はすべて税別です。

mRNA構築物のスクリーニングに最適な無細胞タンパク質合成試薬

Human Cell-Free Protein Expression Master Mix for mRNA




- ✓ Capped mRNAを加えるだけで簡単にタンパク質合成が可能な無細胞タンパク質合成試薬
- ✓ ヒト細胞株由来の細胞抽出液を使用しているため、ヒト細胞により近い形のタンパク質合成を実現
- ✓ コドン最適化やmRNA安定性向上を目的とした合成mRNAの最適配列の確認に

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Human Cell-Free Protein Expression Master Mix for mRNA	New 無細胞タンパク質合成試薬	10回	3288	¥48,000	¥38,400

本製品にCapped mRNAを加えるだけの簡便な操作性



※1: タンパク質発現にはmRNAにCap構造が必要となります。Capped mRNAは、Capアナログを使用してTakara IVTpro T7 mRNA Synthesis Kit (製品コード 6144) で調製、またはFaustovirus由来のキャップ化酵素および2'-O-Methyltransferaseを使用して調製してください。

※2: 初回推奨条件です。最適な温度と反応時間は目的タンパク質によって異なります。

dsRNAの精製を大幅に低減した高品質なmRNA合成システム

- ✓ IVTにPrimeCap™ T7 RNA Polymerase (low dsRNA) を採用
- ✓ Cap構造とPoly(A)配列を有するmRNAを簡単に合成可能

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Takara IVTpro™ mRNA Synthesis System (low dsRNA)	製品コード 6133 と 6134 のセット品	1 Set	6131	¥70,000	¥56,000
Cloning Kit for mRNA Template (BspQ I)	Poly(A) 配列後の残余塩基がゼロのmRNA合成鑄型を調製	10回	6133	¥25,000	¥20,000
Takara IVTpro™ T7 mRNA Synthesis Kit (low dsRNA)	IVTでのdsRNA生成を大幅に抑制可能なmRNA合成キット	20回	6134	¥49,000	¥39,200

RNAの5'-Cap修飾酵素

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Faustovirus Capping Enzyme (S17)	IVT反応などで合成したRNAの5'末端にm ⁷ G-cap構造 (Cap 0) を付加する酵素	500 U	2480A	¥18,000	¥14,400
		2,000 U	2480B	¥58,000	¥46,400
mRNA Cap 2'-O-Methyltransferase	m ⁷ G-cap構造 (Cap 0) をもつRNAのCap 1構造への変換 (1st nucleotideの2'-OH基のメチル化)	2,500 U	2470A	¥13,000	¥10,400
		10,000 U	2470B	¥43,000	¥34,400

★ 上記研究用試薬グレード品に加え、動物由来原料不使用のHigh Quality (HQ) グレード mRNA製造関連酵素もキャンペーン価格でご提供しています。RNA医薬・ワクチン製造工程のプロセス開発などにご利用ください。(詳細は弊社ウェブサイトでご確認ください。)

PrimeCap™ T7 RNA Polymerase (low dsRNA), HQ (製品コード 2561A、容量 200,000 U) ¥180,000 ほか

表示価格はすべて税別です。

タカラバイオ
サマーキャンペーン2025

2025.7.1火→9.30火

■ In-Fusionクローニング 制限酵素不要、当たりクローン取得率の高い、超簡単プロトコル

In-Fusion® Snap Assembly Master Mix

In-Fusion® Snap Assembly Master Mixとは？



In-Fusion® HD Cloning Kitのバージョンアップ品で、In-Fusion® HDや他社同タイプキットと比べて、クローニング効率が大きく向上しています。


既存のIn-Fusion® HDのユーザー様はもちろん、まだIn-Fusion®を使われたことのない方も、この機会にぜひIn-Fusion® Snapをお試しいただき、“失敗知らずのクローニング”を実感してください！

進化した2つのポイントに注目！

ポイント①

既存品に比べ、一挙に複数DNA断片を挿入する
マルチクローニングの効率が向上

5つの異なるサイズのインサート(405 bp
から1,005 bp)を同時にクローニング




In-Fusion® Snap Assemblyを使用した場合、In-Fusion® HDの**4倍以上**のコロニーが得られた。また、選択したコロニーのうち**90%以上**に正しい配列が挿入されていることを確認した。

ポイント②

高い正確性を維持したまま、
他社同タイプキットより多くのコロニーを取得

1つのインサート(3.8 kb)をクローニング
(TB USA社取得データ)



In-Fusion® Snap Assemblyを使用した場合、他社同タイプキットの**2倍以上**のコロニーが得られた。また、選択したコロニーのうち**95%以上**に正しい配列が挿入されていることを確認した。

※データの詳細は弊社ウェブサイトをご覧ください。

20%OFF

製品名	キット構成	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	・5X In-Fusion Snap Assembly Master Mix ・pUC19 Control Vector ・Control Insert	10回	638947	¥25,000	¥20,000
		50回	638948	¥119,000	¥95,200
		250回	638949	¥399,000	¥319,200
		500回	638943	¥725,000	¥580,000
		1,000回	638944	¥1,260,000	¥1,008,000

※PCR産物の精製には別途、NucleoSpin Gel and PCR Clean-up(製品コード 740609.10)などの精製用スピカラムをご用意ください。

※既存のIn-Fusion HDと同様に、Cloning Enhancer(製品コード 639613など)とも組み合わせてご利用いただけます。

※Stellar Competent Cellsとセットになった製品、In-Fusion Snap Assembly Master Mix with Competent Cells(製品コード 638951/638952)もご用意しています。

表示価格はすべて税別です。

RACE 5'/3' キット

使用例

- ✓ 転写開始点の同定
- ✓ プロモーター領域の解析
- ✓ 抗体可変領域の解析
- ✓ 完全長ORFによるタンパク質解析
- ✓ Long non-coding RNAの解析

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
SMARTer® RACE 5'/3' Kit	5'および3'-RACE用キット。 PCR酵素やIn-Fusion試薬を含むオールインワンキット	10回	634858	¥248,000	¥198,400
		20回	634859	¥396,000	¥316,800

ライゲーションキット、TAクローニングキット

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
DNA Ligation Kit <Mighty Mix>	高効率な1液タイプ	1 Kit	6023	¥40,000	¥32,000
TaKaRa DNA Ligation Kit LONG	10 kbを超える長鎖のクローニングに	1 Kit	6024	¥40,000	¥32,000
Mighty TA-cloning Kit	定番のTAクローニング試薬	20回	6028	¥33,000	¥26,400

コンピテントセル、エレクトロセル

20%OFF

製 品 名	概 要	容 量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
<i>E. coli</i> HST08 Premium Competent Cells	遺 伝 子 ク ロ ー ニ ン グ の た め の 汎 用 コ ン ピ テ ン ト セ ル	各 10 transformations	9128	¥34,000	¥27,200
<i>E. coli</i> JM109 Competent Cells			9052	¥32,000	¥25,600
<i>E. coli</i> DH5α Competent Cells			9057	¥32,000	¥25,600
<i>E. coli</i> HB101 Competent Cells			9051	¥32,000	¥25,600
<i>E. coli</i> HST08 Premium Electro-Cells	エレクトロポレーション用 のコンピテントセル		9028	¥32,000	¥25,600
<i>E. coli</i> JM109 Electro-Cells			9022	¥27,000	¥21,600
<i>E. coli</i> DH5α Electro-Cells			9027	¥27,000	¥21,600
<i>E. coli</i> HST04 <i>dam</i> ⁻ <i>lcm</i> ⁻ Competent Cells	メチラーゼ <i>dam</i> 、 <i>dcm</i> 欠損株		9129	¥37,000	¥29,600
<i>E. coli</i> HST16CR Competent Cells	大腸菌生育阻害を起こす 遺伝子のクローニングなど		9131	¥49,000	¥39,200
TaKaRa Competent Cells BL21	タンパク質発現用コンピテ ントセル		9126	¥49,000	¥39,200
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> LBA4404 Electro-Cells	植物の形質転換(エレクト ロポレーション用)		9115	¥49,000	¥39,200

cDNA Library

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
cDNA Library, Human Brain	polyA ⁺ RNAからリンカープライマー法により作製したプラスミドDNA型cDNAライブラリー。	5 µg	9503	¥166,000	¥116,200
cDNA Library, Human Heart	プレート培養法により1度増幅した菌体(>1.0 × 10 ⁷ cfu/ml)から調製	5 µg	9504	¥166,000	¥116,200

表示価格はすべて税別です。

■ ゲノム編集 Guide-it™ シリーズ ノックイン・ノックアウト用ゲノム編集実験の製品をラインナップ!

CRISPR/Cas9の成功は、最適な導入システム選びから!


タカラバイオがおススメする3つのシステムをご紹介します

おススメ導入システム① Cas9タンパク質とsgRNAの直接導入

15-20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Guide-it™ Recombinant Cas9 (10 µg/µl)	オフターゲットを抑制し、エレクトロポレーションに最適なCas9タンパク質溶液	200 µg	632678	¥65,000	¥55,250
		500 µg	632679	¥118,000	¥100,300
Guide-it™ Recombinant Cas9 (3 µg/µl)		100 µg	632641	¥33,000	¥28,050
		100 µg × 3	632640	¥86,000	¥73,100
Guide-it™ sgRNA In Vitro Transcription Kit	PCRベースの操作ステップでクローニング不要、簡便なsgRNA調製キット	50回	632635	¥193,000	¥154,400

Cas9タンパク質とsgRNA複合体(RNP)を用いるゲノム編集の流れ



Cas9タンパク質を使用するメリット —プラスミドやウイルスによるCas9遺伝子導入法との比較—

- ✓ 遺伝子を使わないため継続的なCas9の発現がなく、オフターゲットを抑制
- ✓ 対象生物ごとにプロモーターやコドンの最適化不要
- ✓ 導入するCas9タンパク量をコントロールし、ゲノム編集効率を最適化
- ✓ “転写・翻訳”のタイムラグがないので、迅速・効率的に変異導入

おススメ導入システム② 初めての方も簡単! プラスミドベクターによる導入システム

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Guide-it™ CRISPR/Cas9 System (Green)	Cas9 遺伝子とsgRNA、さらに蛍光マーカー遺伝子をワンベクターに搭載したプラスミドベクター	1 Kit	632601	¥95,000	¥76,000
Guide-it™ CRISPR/Cas9 System (Red)		1 Kit	632602	¥95,000	¥76,000

おススメ導入システム③ 導入が難しいサンプルに! アデノ随伴ウイルスによる導入システム

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
AAVpro® CRISPR/SaCas9 Helper Free System (AAV2)	ワンベクタータイプのアデノ随伴ウイルスCRISPR/Cas9システム	1 Kit	632619	¥193,000	¥154,400
AAVpro® 293T Cell Line	高力価なアデノ随伴ウイルスの産生が可能な、ヒト293細胞由来の細胞株	1 ml	632273	¥98,000	¥78,400

★ 他にもキャンペーン対象のゲノム編集関連製品があります。詳細は弊社ウェブサイトのキャンペーンページをご覧ください。

表示価格はすべて税別です。

タカラバイオ

サマーキャンペーン2025

2025.7.1※→9.30※

ゲノム編集の効率アップにつながる、導入前後のサポートツール

15-20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Guide-it™ Complete sgRNA Screening System	導入前に使用 簡単なプロトコールでsgRNAを調製し、 <i>in vitro</i> でsgRNAの有効性を事前に確認	50回	632636	¥230,000	¥184,000
Guide-it™ Mutation Detection Kit	導入後に使用 PCRと電気泳動で簡単に変異導入効率を確認できるキット	25回	631448	¥43,000	¥36,550
		100回	631443	¥114,000	¥96,900

ノックイン実験の効率UPに! 一本鎖で長いノックインドナーDNA調製キット


20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Guide-it™ Long ssDNA Production System v2	簡単プロトコールで最長5 kbのノックインドナー用ssDNA調製が可能なキット	50回 ※	632666	¥101,000	¥80,800

※: センス鎖25回、アンチセンス鎖25回分

- ✓ 二本鎖DNAに比べてランダムインテグレーションが少ないため、ゲノム編集効率がUp
- ✓ 独自技術の「Strandase処理」で二本鎖を一本鎖化
- ✓ 反応系の改良により、従来製品より効率的なssDNA調製が可能に

チューブ内で一本鎖化



● Guide-it™ Long ssDNA Production System使用文献のご紹介

Roth TL, et al. Reprogramming human T cell function and specificity with non-viral genome targeting.
Nature 2018 Jul; 559(7714): 405-409


■ エキソソーム様小胞 (Gesicle) を利用した CRE Recombinase 導入システム

- ✓ プラスミドやウイルスベクターを用いた遺伝子導入より簡単
- ✓ 高活性のCreリコンビナーゼを確実、効率的に導入


20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
CRE Recombinase Gesicles	エキソソーム様小胞を利用してCreリコンビナーゼを細胞に直接導入	200 µl	631449	¥112,000	¥89,600

A ZsGreen1 Reporter Assay for Cre Recombinase Activity



B HepG2



pLVX-LoxP-ZsGreen1は、loxPで挟まれたストップコドンカセットによりZsGreen1 cDNAとEF1αプロモーターが分断されており、Creリコンビナーゼによってストップコドンカセットが取り除かれると、ZsGreen1が高発現する(A)。

HepG2細胞にpLVX-LoxP-ZsGreen1を導入し、蛍光顕微鏡によりZsGreen1の発現を観察した(B)。

■ Tet-One™ 発現誘導システム 遺伝子発現をドキシサイクリン(Dox)で厳密に制御

20%OFF

製品名		容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Tet-One™ Inducible Expression System	ラ 営	1 Kit	634301	¥301,000	¥240,800
Retro-X™ Tet-One™ Inducible Expression System	ラ 営	1 Kit	634304	¥427,000	¥341,600
Tet System Approved FBS, US-Sourced		50 ml	631105	¥27,000	¥21,600
Tet System Approved FBS, USDA-Approved		50 ml	631107	¥26,000	¥20,800

ラ ご購入に際してライセンス確認書が必要となります。

営 営利施設の場合、ご購入前にライセンス(有償)を取得する必要があります。

★ 他にもキャンペーン対象のTet関連製品があります。詳細は弊社ウェブサイトのキャンペーンページをご覧ください。


表示価格はすべて税別です。

■ ヒト間葉系幹細胞専用増殖培地


20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Cellartis® MSC Xeno-Free Culture Medium	プレートコーティング剤不要！未分化状態を維持した培養が可能な、動物由来成分を含まないヒト間葉系幹細胞用培地	1 Kit	Y50200	¥62,000	¥49,600
Cellartis® MSC Xeno-Free Culture Medium (w/o Phenol Red)	Y50200のフェノールレッド不含バージョン	1 Kit	Y50205	¥62,000	¥49,600

● Cellartis® MSC Xeno-Free Culture Mediumをご使用のお客様からご提供いただいた培養例



プレートコーティング剤なしでも、細胞を継代して3日目にはコンフルエントの状態となり、15継代まで拡大培養ができました。



ヒト脂肪由来間葉系幹細胞の形態(3継代目)

■ ヒトiPS細胞株

★ 掲載製品以外の細胞株もキャンペーン対象です。

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Cellartis® human iPS cell line 18 (ChiPSC18) Kit	ヒトiPS細胞株と専用培地 Cellartis DEF-CS 100 Culture Systemとのセット品。本製品のほか、ドナーの異なる株を4種類ラインナップ	1 Kit	Y00305	¥397,000	¥317,600

ラ ご購入に際してライセンス確認書が必要となります。 営 営利施設の場合、ご購入前にライセンス（有償）を取得する必要があります。
使 「Cellartis human iPS cell lineの使用に関する確認書」のご提出が必要です。

ヒトiPS細胞の培養にはコレ！ Cellartis® DEF-CS™ 500 Culture System（製品コード Y30010）

- ✓ 初心者でも簡単に培養でき、**作業者間差が生じない**
- ✓ シングルセルクローニング効率がよく**ゲノム編集に最適**
- ✓ **長期間の未分化維持培養が可能**であり、未分化細胞の選択不要

★ Cellartis® DEF-CS™ 500 Culture Systemの100 mlサイズを**無料サンプル**でお試しいただけます。
ご興味のある方は、弊社ウェブサイトからお申込みください。

■ 細胞凍結保存液【CELLBANKER®シリーズ】

- ✓ 解凍時の細胞生存率が良好
- ✓ 試薬の調製が不要、そのまま使用可能（Ready-to-Use）。凍結保存操作も簡単！
- ✓ プログラムフリーザー不要。-80℃ディープフリーザーで急速に凍結保存が可能



20%OFF

製品名	概要	容量※	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
CELLBANKER® 1	血清タイプのロングセラー製品	100 ml	11910	¥17,000	¥13,600
CELLBANKER® 1plus	CELLBANKER 1のリニューアル品。泡立ちを抑えて操作性Up	100 ml	11912	¥14,000	¥11,200
STEM-CELLBANKER® GMP grade	幹細胞・iPS/ES細胞用凍結保存液。ケミカルフリーで、動物由来成分不含。GMP準拠による製造・品質管理を実施（★）	100 ml	11924	¥30,000	¥24,000

製造元 日本全薬工業株式会社 発売元 ゼノジェンファーマ株式会社

※：20 ml × 4本セットもご用意しています。

★ 原薬等登録原簿（マスターファイル）に登録済み

表示価格はすべて税別です。


■ 新しい膜技術『Capturem™』によりHisタグ精製にかかる時間を大幅短縮！

- ✓ 5分でHisタグ精製が可能。しかも室温操作OK
- ✓ ベッドボリュームが小さく高濃度溶出が可能
- ✓ 哺乳類細胞やバクテリアサンプルに対応
- ✓ 変性剤や添加剤の存在下でも優れた性能を発揮

20%OFF


製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit	20回	635710	¥53,000	¥42,400
Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Kit	6回	635713	¥70,000	¥56,000

● 基本的なワークフロー



最短5分で精製完了！

● 新技術Capturem™の膜構造



独自ポリマー構造で表面積が大幅に拡大！

★ Capturem™ His-Tagged Purification **Miniprep Kit**の無料サンプル品を配布中。お申込みはウェブから！ ★

■ 免疫沈降・共免疫沈降用カラム

- ✓ インキュベート10分、精製5分の簡単フロー
- ✓ 少ない溶出量で高濃度のタンパク質複合体の溶出が可能

20%OFF


製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Capturem™ IP & Co-IP Kit	カラムとバッファーが含まれた完全なキット	12回	635721	¥53,000	¥42,400

■ 高純度精製ならコレ！ 高特異性CobaltレジンタイプのHisタグ精製

15-20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TALON® Metal Affinity Resin	高純度精製に最適なCo ²⁺ レジン	10 ml	635501	¥37,000	¥29,600
HisTALON™ Gravity Column Purification Kit	TALONレジンを充填した自然落下式カラム	1 Kit	635654	¥84,000	¥71,400

- ✓ ヒスチジン繰り返し配列に特異性が高いCo²⁺を使用
非特異的吸着が極めて少ない高純度精製が可能です。
- ✓ 4配位結合キレート剤でCo²⁺を強固に固定
金属イオンの脱落はありません。
- ✓ 多様な精製条件下で使用可能
6Mグアニジン変性条件でも収量を維持します。



■ 無細胞タンパク質合成システム 細胞毒性のあるタンパク質の合成に

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Human Cell-Free Protein Expression System	簡便な1チューブ&1ステップ反応 150 kDaを超える高分子量タンパク質も合成可能	10回	3281	¥54,000	¥43,200

★ 無細胞タンパク質合成システムで使用できるタグ融合発現ベクターもラインナップしています。

表示価格はすべて税別です。

ウイルス・マイコプラズマ検出キット

培養細胞のマイコプラズマ・ウイルス汚染のチェックが、リアルタイムPCRで1日で完了！

ウイルス検出キット

蛍光標識プローブを用いた1ステップリアルタイムRT-PCRにより、培養細胞に混入しているウイルスDNA・RNAを簡便、迅速に検出します。

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Virus Test Kit (HIV, HTLV, HCV, HBV, ParvoB19) Ver.2	25テスト	RR273A	¥316,000	¥252,800
Virus Test Kit (EBV, CMV, WNV) Ver.2	25テスト	RR274A	¥185,000	¥148,000

● 厚生労働省の指針(※)記載の9種類のウイルスを検出

※：ヒト(同種)体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について
(平成24年9月7日薬食発0907第3号別添)

＜検出ターゲット＞

- ・ヒト免疫不全ウイルス(HIV1、HIV2)
- ・B型肝炎ウイルス(HBV)
- ・サイトメガロウイルス(CMV)
- ・成人T細胞白血病ウイルス(HTLV)
- ・パルボウイルスB19型(ParvoB19)
- ・ウエストナイルウイルス(WNV)
- ・C型肝炎ウイルス(HCV)
- ・エプスタイン・バー・ウイルス(EBV)

● 各種リアルタイムPCR装置にて反応確認済み

Thermal Cycler Dice Real Time System III with PC(製品コード TP970)、Applied Biosystems 7500 / 7500 Fast Real-Time PCR System(Thermo Fisher Scientific社)、StepOnePlus Real-Time PCR System(Thermo Fisher Scientific社)、LightCycler 96 / LightCycler 480システム(Roche Diagnostics社)など各種装置で反応確認済みです。


核酸抽出から検出まで、トータルでサポート！



核酸抽出試薬



ウイルス検出キット



リアルタイムPCR装置

マイコプラズマ検出キット

マイコプラズマは培養細胞や培地などの汚染菌としてよく知られています。細胞の継代ごとにマイコプラズマの検査を行い、早急に対処することが重要です。

■ 再生医療等製品の品質管理に

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TaKaRa Mycoplasma qPCR Detection Kit	96テスト ※	RR277A	¥440,000	¥352,000

※：マイコプラズマ検出用 192反応、Spike-in Control DNA検出用 96反応

第十八改正日本薬局方(日局方)
マイコプラズマ否定試験準拠

製品コード RR273A、RR274A、RR277Aは、東京医科歯科大学(現東京科学大学)再生医療研究センターの清水則夫先生が国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)および国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)再生医療実現拠点ネットワークプログラム(公的支援の下で得た研究成果に基づくものであり、清水先生とタカラバイオ(株)との共同研究によって開発されました。

● 日局方バリデーション試験にて、検出感度、特異性、頑健性を確認済み

右記の7菌種のMycoplasma標準品すべてにおいて、95%陽性カットオフ値が10 cfu/ml 以下(M. pneumoniae については1 ccu/ml 以下)であり、日本薬局方記載のA法(培養法)の代替法とする場合の検出感度を満たしていることを確認しています。

マイコプラズマ7菌種

M. arginini M. olare
M. fermentans M. salivarium
M. hyorhinis Acholeplasma laidlawii
M. pneumoniae

● キット添付のSpike-in Control DNAでサンプルからのDNA抽出効率の確認が簡単

● 各種リアルタイムPCR装置にて反応確認済み

Thermal Cycler Dice Real Time System III with PC(製品コード TP970)、Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System(Thermo Fisher Scientific社)、CFX96 Real-Time PCR Detection System(Bio-Rad社)、LightCycler 480システム(Roche Diagnostics社)など各種装置で反応確認済みです。

■ 簡便なマイコプラズマ検出に(培養上清のダイレクトPCRも可能)

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
CycleavePCR™ Mycoplasma Detection Kit	50回	CY232	¥82,000	¥65,600

★ エンドポイントPCRタイプのキット「TaKaRa PCR Mycoplasma Detection Set(製品コード 6601)」もキャンペーン対象(20%OFF)です。

表示価格はすべて税別です。

タカラバイオ

サマーキャンペーン2025

2025.7.1※→9.30※

病原体関連遺伝子検出シリーズ

病原体関連遺伝子検出シリーズは、ウイルスや細菌などの病原体遺伝子を検出するためのリアルタイムPCR試薬（プライマー・プローブ、陽性コントロール）です。精製RNAまたはDNAを鋳型とし、リアルタイムPCR酵素を組み合わせ使用します。また、病原体遺伝子の検出をサポートするラインナップとして、サンプル添加有無の確認等に使用できる「内在性コントロール」、抽出工程またはPCR工程で添加して核酸抽出操作の確認やPCR阻害の有無を確認するための「外因性コントロール」も取り揃えています。

- ✓ プライマー・プローブは、濃度調整済みのプレミックス仕様で操作簡便
- ✓ 弊社リアルタイムPCR試薬での反応を確認済み

20%OFF

		容 量	通常価格	キャンペーン価格
病原体遺伝子検出試薬	各種 Primer/Probe Mix	50回	¥35,000～	¥28,000～
	各種 Positive Control DNA / RNA	50回	¥48,000	¥38,400
内在性コントロール検出試薬	各種 Primer/Probe Mix	50回	¥35,000	¥28,000
外因性コントロール検出試薬	Spike-In Control Primer/Probe Mix	50回	¥35,000	¥28,000
	Spike-In Control DNA / RNA	50回	¥48,000	¥38,400

【病原体遺伝子（一例）】

呼吸器感染症

インフルエンザウイルスA型、B型
RSウイルス
ヒトRSウイルスA型
ヒトRSウイルスB型
エンテロウイルスD68型
ヒトコロナウイルスNL63
ヒトコロナウイルス229E
ヒトコロナウイルスOC43
ヒトコロナウイルスHKU1
ヒトボカウイルス
ヒトメタニューモウイルス
ライノウイルス
ヒトパレコウイルス
インフルエンザウイルス（H5N1）
ヒトパラインフルエンザウイルス1型
ヒトパラインフルエンザウイルス2型
ヒトパラインフルエンザウイルス3型
MERSコロナウイルス
SARSコロナウイルス
肺炎球菌
肺炎マイコプラズマ
百日咳菌
レジオネラ・ニューモフィラ
インフルエンザ菌

性感染症

ヒト免疫不全ウイルス1
トリコモナス・ヴァギナリス
カンジダ属

消化器感染症

ロタウイルス
サポウイルス
ヒトアストロウイルス
ヒトアデノウイルスA種
サルモネラ・エンテリカ
赤痢菌属

神経系感染症

JCウイルス
狂犬病ウイルス
エプスタイン・バーウイルス
日本脳炎ウイルス1型

移植後感染症

パルボウイルスB19
ヒトサイトメガロウイルス
BKウイルス

皮膚・粘膜感染症

麻疹ウイルス
水痘・帯状疱疹ウイルス
単純ヘルペスウイルス
ヒトヘルペスウイルス6A型
ヒトヘルペスウイルス6B型
ヒトヘルペスウイルス7型
ヒトヘルペスウイルス8型
風疹ウイルス1a型

肝炎

A型肝炎ウイルス
B型肝炎ウイルス
C型肝炎ウイルス
D型肝炎ウイルス
E型肝炎ウイルス

熱帯熱感染症

SFTSウイルス
ジカウイルス
チクングニアウイルス
エボラウイルス
ニパウイルス
ヘンドラウイルス

【内在性コントロール】

Human HPRT1
Human TBP
Human TFRC
Human B2M
Human RNase P

【外因性コントロール】

Spike-In Control DNA
Spike-In Control RNA

下水疫学調査（下水サーベイランス）用リアルタイムPCRキット

20%OFF

製 品 名	容 量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
下水中の病原体遺伝子を検出				
SARS-CoV-2 Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	100回	RC390A	¥152,000	¥121,600
Influenza virus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	各100回	RC382A	¥132,000	¥105,600
Intestinal pathogenic bacteria Detection qPCR Kit for Wastewater	各100回	RC383A	¥176,000	¥140,800
Respiratory syncytial virus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	各100回	RC384A	¥132,000	¥105,600
Astrovirus/Adenovirus F Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	100回	RC385A	¥132,000	¥105,600
Norovirus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	100回	RC387A	¥132,000	¥105,600
プロセスコントロール遺伝子を検出				
PMMoV Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	100回	RC380A	¥73,000	¥58,400
Phi6 Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	100回	RC381A	¥73,000	¥58,400

表示価格はすべて税別です。

タカラバイオ
サマーキャンペーン2025


2025.7.1※→9.30※

- 14 -

アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターで安全かつ効果的な遺伝子導入を

P1レベルの施設で取り扱いが可能で、安全に長期的な遺伝子発現が必要な場合に最適です。

AAVベクター作製の流れと使用できる製品



■ アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターによる遺伝子導入



20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes)	AAVベクターの精製	4回	6676	¥212,000	¥169,600
AAVpro® Helper Free System (AAV2) ※	AAV2ベクターの調製	1 Kit	6230	¥211,000	¥168,800
AAVpro® Concentrator	AAVベクターの濃縮	1 Kit	6674	¥86,000	¥68,800
AAVpro® Titration Kit (for Real Time PCR) Ver.2	AAVベクターの力価測定	100回	6233	¥106,000	¥84,800
AAVpro® Extraction Solution	AAVベクターの抽出	1 Set	6235	¥44,000	¥35,200
AAVpro® 293T Cell Line	AAVベクター産生用細胞	1 ml	632273	¥98,000	¥78,400

※ : AAV1、AAV5、AAV6、AAV8、AAV9に対応した製品もキャンペーン対象です。

★ 他にもキャンペーン対象のAAV関連製品があります。詳細は弊社ウェブサイトのキャンペーンページをご覧ください。

★ 弊社ウェブサイトにて、AAVベクターによる遺伝子導入について詳しくご説明しています。ぜひご覧ください。

アデノ随伴ウイルス
(AAV)ベクターに
よる遺伝子導入



高効率で細胞毒性の低いトランスフェクション試薬

■ RNAの導入

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TransIT®-mRNA Transfection Kit	mRNAやウイルスRNAなど、様々なタイプのRNA (2~10 kb) を種々の細胞に効率よく導入	0.4 ml	MIR2225	¥86,500	¥69,200

■ plasmid DNAの導入

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TransIT-X2® Dynamic Delivery System	初代細胞を含む様々な細胞にDNAおよびsiRNA/miRNAを高効率に導入するトランスフェクション試薬	0.3 ml	MIR6003	¥32,000	¥25,600

※上記はMirus Bio社の製品です。

表示価格はすべて税別です。

レンチウイルスベクターで多様な細胞に効率のよい遺伝子導入を

ほぼすべての哺乳類細胞に遺伝子導入が可能で、安定的な遺伝子発現が必要な場合に最適です。

レンチウイルスベクター作製の流れと使用できる製品



■ 高性能レンチウイルスパッケージング試薬【LVpro™ Packaging Mixシリーズ ※】

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
pLVpro2-Promoterless-Km Vector	臨床応用を想定してカナマイシン耐性遺伝子を搭載したベクター	20 µg	6977	¥96,000	¥76,800
LVpro™ Packaging Mix	安全性を高めた高力価のレンチウイルスベクター調製キット	60回	6195	¥274,000	¥219,200
LVpro™ Packaging Mix (pLVpro-MSCV Vector)		1 Set	6962	¥342,000	¥273,600
LVpro™ Packaging Mix (pLVpro-MSCV-ZsGreen1 Vector)		1 Set	6965	¥342,000	¥273,600
LVpro™ Packaging Mix (pLVpro-CMV-Pur Vector)	安全性を高め、Puromycin耐性遺伝子を搭載した高力価のレンチウイルスベクター調製キット	1 Set	6973	¥342,000	¥273,600
LVpro™ Packaging Mix (pLVpro-CMV-ZsGreen1-Pur Vector)		1 Set	6975	¥342,000	¥273,600

※ : LVpro Packaging Mixをご注文の際には、「購入確認書」の提出が必要です。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。

★ 上記リスト記載のプロモーター以外に対応した製品もキャンペーン対象です。


■ レンチウイルスベクターの濃縮・精製・タイター測定関連

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Lenti-X™ GoStix™ Plus	10分の反応後、アプリでウイルス量を測定	20回	631280	¥96,000	¥76,800
Lenti-X™ Concentrator	レンチウイルス上清と混合、遠心するだけの簡便操作。超遠心分離不要で大容量へのスケールアップも可能	100 ml	631231	¥52,000	¥41,600
		500 ml	631232	¥187,000	¥149,600
Lenti-X™ qRT-PCR Titration Kit	短時間(4時間)でRNAタイター測定完了。再現性の高い感染実験が可能	200回	631235	¥161,000	¥128,800
Lenti-X™ 293T Cell Line	高い形質転換効率、ウイルス力価を実現(>10 ⁸ IFU/ml)	1 ml	632180	¥98,000	¥78,400
Lenti-X™ Maxi Purification Kit	レンチウイルスを高収量・高純度で精製可能	2回	631233	¥67,000	¥53,600
Lenti-X™ p24 Rapid Titer Kit	簡便に培養上清中のレンチウイルス力価を測定	96回	632200	¥131,000	¥104,800

Lenti-X™ GoStix™ Plusの無料サンプル配布中!

- 簡単操作とアプリでウイルス量の測定がたったの10分
- レンチウイルスの培養条件や回収タイミングの検討に最適
- プラスミド比、細胞播種密度などトランスフェクション条件の検討にも
- レンチウイルスベクター精製ステップの回収率を簡便に確認



■ 標的細胞への感染効率アップに!

20%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Lenti-X™ Accelerator Starter Kit	磁性ビーズによりレンチウイルスを効率良く迅速に細胞へ導入	1 Kit	631254	¥210,000	¥168,000


★ 他にもキャンペーン対象のレンチウイルス関連製品があります。詳細は弊社ウェブサイトのキャンペーンページをご覧ください。

表示価格はすべて税別です。

リアルタイムPCR(qPCR)装置、PCR装置、自動核酸精製装置

■ qPCR装置 タカラバイオの最新・最速・最上位機種（標準4色装備）

Thermal Cycler Dice® Real Time System IV



25%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Thermal Cycler Dice® Real Time System IV	一式	TP1000	¥4,300,000	¥3,225,000
Thermal Cycler Dice® Real Time System IV with PC	一式	TP1010	¥4,500,000	¥3,375,000
Thermal Cycler Dice® Real Time System IV with PC/MRQ ※1	一式	TP1030	¥4,665,000	¥3,498,750

■ qPCR装置 スタンダードモデル（標準2色装備）

Thermal Cycler Dice® Real Time System III



35%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Thermal Cycler Dice® Real Time System III	一式	TP950	¥3,300,000	¥2,145,000
Thermal Cycler Dice® Real Time System III with PC	一式	TP970	¥3,500,000	¥2,275,000
Thermal Cycler Dice® Real Time System III with PC/MRQ ※1	一式	TP980	¥3,665,000	¥2,382,250
Thermal Cycler Dice® Real Time System III (Cy5) with PC ※2	一式	TP990	¥3,950,000	¥2,567,500

※1：相対定量解析ソフトウェア「Multiplate RQ」は、複数プレートのデータをまとめて相対定量解析するための「Thermal Cycler Dice Real Time System」シリーズ専用ソフトウェアです。

※2：光学フィルター3色（FAM/ROX/Cy5）装備

■ qPCR装置 高機能な多色リアルタイムPCR装置

CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR Systemシリーズ



30%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch) ※3	一式	640231	¥2,880,000	¥2,016,000
CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (6ch) ※3	一式	640232	¥4,100,000	¥2,870,000

※3：在庫、納期、制御用PCのご購入につきましては、総販売元のワケンビーテック株式会社までお問い合わせください。

■ PCR装置

Clontech PCR Thermal Cycler GP



約31%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Clontech PCR Thermal Cycler GP ※4	1台	WN400	¥580,000	¥398,000

2台以上のまとめ買いで 約48%OFF！ 1台あたり ⇒

¥300,000

※4：在庫、納期につきましては、総販売元のワケンビーテック株式会社までお問い合わせください。

■ 自動核酸精製装置

MagnetaPure 32 Plus



約23%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
MagnetaPure 32 Plus	一式	747010	¥2,900,000	¥2,220,000

表示価格はすべて税別です。

NGS解析オンライン注文サービス



ウェブで簡単
注文・見積

国内設備と
安心のセキュリティ

サンプル発送用キットで
チューブやプレートの
準備が不要に！

■ 最短2週間！ RNA-Seq解析

RNA抽出からのご依頼もご相談ください！

◎ チューブ・プレート準備不要
送付キットあります！

オンライン注文から選択 または
お問い合わせください。

メニュー	作業仕様	データ量 (目安)	解析 検体数	キャンペーン価格	作業納期
RNA-Seq解析 	【提供物】 ・total RNA 50 ng以上 (30 µl以上) 【作業内容】 ・ライブラリー作製：mRNA (polyA RNA) 対象 ・NovaSeq (150PE) シーケンス 【納品物】 ・fastqファイル ・報告書 ※ヒト、マウスは遺伝子発現量解析結果を無償納品	4,000万リード ／検体	1～4	¥175,000 ／一式	2～4週間 納期の確認は こちら▼ 
			5～48	¥35,000 ／検体	
	【オプション】 クラウドデータマイニング解析 ※RNA-Seq解析キャンペーンと同時に依頼ください。 ※ヒト・マウス以外は、遺伝子発現量解析からの実施となり、価格が変わります。 ※n=1の比較には対応していません。	—	—	¥120,000 ／件	+2週間

※核酸抽出をご希望の場合は、別途費用・納期が発生いたします。

チューブ・プレート送付キットとは？

※RNA-Seqをご依頼の方が利用いただけます

検体にQRシールを
貼って、送るだけ！

<キットの内容物>

- ✓ チューブ または プレート
- ✓ QRコードシール
- ✓ 梱包材
- ✓ 着払い伝票

画像はイメージです



■ 最短1週間！ ライブラリーシーケンス解析

読むだけ！ シーケンスのみのシンプルプラン、混合済みのライブラリーをお送りください。

メニュー	作業仕様	データ量 (目安)	解析 検体数	キャンペーン価格	作業納期
ライブラリー シーケンス解析 	【提供物】 ・混合済みライブラリー 濃度10 nM以上 (30 µl以上) 【作業内容】 ・ライブラリー品質検定 ・NovaSeq (150PE) シーケンス 【納品物】 ・fastqファイル ・報告書	300 Gbase ・ 20億リード	—	¥380,000	1～3週間
		600 Gbase ・ 40億リード	—	¥720,000	

※ライブラリーの種類によっては、数日納期が延びるものがございます。 ※データ量は目安です。保証するものではありません。

納品形態はクラウド納品となります。

BOX(無料で利用できるクラウドストレージサービス)で納品

※クラウド納品不可の場合は、事前にご相談ください。

※弊社都合により、メディア納品(HDDなどの電子媒体で納品)に変更させていただきますことがございます。

表示価格はすべて税別です。



タカラバイオ技術セミナー

PCR・
リアルタイム PCR

- ・いちから学び直す! PCR の基礎と最新 PCR 酵素のご紹介
- ・リアルタイム PCR の基礎 ~発現解析のコツ~
- ・PCR を利用した遺伝子クローニング

ゲノム編集

- ・はじめてのゲノム編集: 基礎と実施例、そしておススメ製品のご紹介

遺伝子導入

- ・ポイントがわかる! 遺伝子導入実験【基礎編】
- ・ポイントがわかる! 遺伝子導入実験【ウイルスベクター編】
- ・ポイントがわかる! 遺伝子導入実験【レンチウイルスベクター編】
- ・ポイントがわかる! 遺伝子導入実験【AAV ベクター編】

タンパク質

- ・組換えタンパク質を発現させよう!【真核生物発現編】

遺伝子機能解析

- ・標的遺伝子の機能解析をこれから始める皆様へ
~ DNA・RNA・タンパク質レベルの解析ツールのご紹介~

細胞

- ・細胞培養技術の基礎 I
- ・細胞培養技術の基礎 II
- ・はじめてのヒト iPS 細胞培養: フィーダーフリー・シングルセル継代培養のコツ

NGS

- ・次世代シーケンス (NGS) が開いたマルチオミックスの世界
~ NGS の基礎から応用と発展、そして受託への展開~
- ・タカラバイオの次世代シーケンス (NGS) 解析
微量サンプルにも負けない、タカラバイオだけの NGS ライブラリー調製キットと受託サービス



お役立ち情報



WEB会員 & メルマガ登録



BioViewブログ



タカラバイオ公式X

バイオ実験に役立つ情報発信中!



★ 本パンフレット掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳細は弊社ウェブサイトのキャンペーンページをご覧ください。

- ・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本パンフレット記載の価格は2025年7月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2025年6月作成G

タカラバイオサマーキャンペーン2025

2025.7.1日→9.30日

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>
 公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP

取扱店