


ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス キャンペーン



キャリブレーションでデータに自信を取り戻そう!

スペクトラルキャリブレーションサービスは、DNAシーケンサ機器内部の清掃・調整に加えてキャピラリーなどの消耗品交換、標準試薬による光学系キャリブレーション作業をお客さまに代わって行うサービスです。キャンペーン限定オプションも裏面にご用意しております。この機会にぜひご検討ください。

サービス付属品

- キャピラリー *1
- ポリマー *2
- キャリブレーション用標準試薬 *3
- 陽極バッファコンテナ
- 陰極バッファコンテナ
- ホルムアミド
- コンディショニング試薬
- ヌクレアーゼフリー水
- パウチキャップ

*1 50 cmまたは36 cmキャピラリーいずれか1種類


*2 POP-7™ (384) または POP-6™ (384) または POP-4™ (384) いずれか1種類

*3 Z (BigDye™3.1) または E (BigDye™1.1) または G5 (DS-33) いずれか1種類。その他のDye Setをご希望の場合はお問い合わせください。



こんな方におすすめです

- 久しぶりに使用する
- キャピラリーの交換時期が近い
- 日常のメンテナンスを行っていない、もしくはよく分からない
- 最近データが悪くなってきている
- 機器のメンテナンストレーニングを行ってほしい



製品名	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格	1年修理保証希望小売価格*1
Applied Biosystems™ 3500 ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス	4473279	¥407,000	¥340,000	¥990,000
Applied Biosystems™ 3500xL ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス	4473344	¥487,000	¥420,000	¥1,110,000
追加キャリブレーション用標準試薬	A24973JP	¥66,000	—	—
シーケンシングメンテナンストレーニング	A24972JP	¥105,000	—	—
シーケンシングフラグメントメンテナンストレーニング	A24971JP	¥140,000	—	—

*1 裏面にあるキャンペーンオプション①の価格です。

* 技術作業費、技術者派遣費・移動費が含まれます。

* 作業時に機器の不具合が認められた場合は、別途修理費用が発生します。

* 本サービス付属品については現在製品供給の管理・維持に努めておりますが、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的拡大に伴い、一部製品の製造・出荷が遅れが発生する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

キャンペーン期間

2022年 5月16日 (月) ~ 2022年 8月12日 (金) 当社受注分まで

詳細はこちら thermofisher.com/jp-spc

キャンペーンオプション① 1年修理保証

1年修理保証にご加入いただくと、キャリブレーション作業日から1年間、対象機器の修理費用がカバーされます。万が一、機器に不具合が発生しても、技術者派遣に伴う費用（技術作業料、技術者派遣・移動費）や部品費用のご心配はございません（試薬消耗品は除く）。1年修理保証は、通常の保守契約よりもお求めになりやすい価格に設定された期間限定オプションです。

※ 当社規定の約款にご同意の上お申し込みください。

※ 作業日から3カ月以内であれば1年修理保証オプションを付加することが可能です。この場合、期間は作業日から1年間になります。

※ ご予算に応じて、よりお求めになりやすいレーザー保証なしの1年修理保証プランもご提案可能です。ご希望のお客さまはお問い合わせください。

キャンペーンオプション② サーマルサイクラー温度ずれチェック

温度ずれチェックオプションもご注文いただくと、DNAシーケンサのスペクトラルキャリブレーション作業に加えて、専用計測器を用いてサーマルサイクラーのサンプルブロック温度精度を確認します。日頃サーマルサイクラーの点検をしていないお客さまに、ぜひご検討いただきたいオプションです！

対応モデル

- Applied Biosystems™ GeneAmp™ PCRシステム9700
- Applied Biosystems™ ProFlex™ PCRシステム
- Applied Biosystems™ Veriti/VeritiPro™ サーマルサイクラー
- Applied Biosystems™ SimpliAmp™ サーマルサイクラー
- Applied Biosystems™ MiniAmp/MiniAmp Plus™ サーマルサイクラー

対象ブロック

- 96 Wellブロック
(0.2 mLタイプ)
- Fast 96 Wellブロック
(0.1 mLタイプ)



製品名	製品番号	希望小売価格
温度ずれチェックオプション	4475315	¥67,000

※ 本オプションは、スペクトラルキャリブレーションサービス1台のご注文につき、最大2台（2サンプルブロック）まで適用できます。

※ 追加ブロックがある場合や、不具合が確認され修理を要する場合は、別途追加費用が発生します。詳細はお問い合わせください。

※ 原則、サーマルサイクラーの温度ずれチェック作業は、スペクトラルキャリブレーション作業日と同日となります。

※ 温度ずれチェックの結果は、作業報告書（フィールドサービスレポート）に記録の上、ご提出します。測定器校正証明書、作業者認定証、結果レポートは付帯しません。

お申し込みについて

当社販売代理店にお問い合わせください。

お問い合わせの際は、機器表面のシールに記載のシリアル番号をお伝えください。

販売代理店が不明な場合は、下記へお問い合わせください。

TEL : 0120-203-885 (ガイダンス4番にお進みください)

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2022年4月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。

また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc **SVC086-A22040B**

販売店

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-6980 FAX : 03-6832-9584

営業部 TEL : 03-6832-9300 FAX : 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

applied biosystems