

遺伝子解析応援キャンペーン

リアルタイムPCR製品、サンガーシーケンス製品が20% OFF

日頃のご愛顧に感謝いたしまして、遺伝子解析応援キャンペーンを開催いたします。Applied Biosystems™ ブランドのリアルタイムPCR製品、サンガーシーケンス製品がキャンペーン対象となっています。この機会をぜひお見逃しなく!

リアルタイムPCR製品 20% OFF

| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|--|--------------|----------|-----------------|
| SYBR™ Green マスターミックス | | | | |
| Applied Biosystems™ PowerTrack™ SYBR™ Green Master Mix | 2×5 mL | A46110 | ¥79,200 | ¥63,300 |
| | 5×5 mL | A46111 | ¥192,100 | ¥153,600 |
| | 10×5 mL | A46112 | ¥371,800 | ¥297,400 |
| | 50 mL | A46113 | ¥354,100 | ¥283,200 |
| Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix | 5 mL 500反応 | A25742 | ¥40,800 | ¥32,600 |
| | 2×5 mL 1,000反応 | A25776 | ¥79,100 | ¥63,200 |
| | 10×1 mL 1,000反応 | A25918 | ¥87,100 | ¥69,600 |
| | 5×5 mL 2,500反応 | A25777 | ¥191,900 | ¥153,500 |
| | 50 mL 5,000反応 | A25743 | ¥348,600 | ¥278,800 |
| | 10×5 mL 5,000反応 | A25778 | ¥371,800 | ¥297,400 |
| Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green PCR Master Mix ※ 20 µLの反応系として計算 | 5 mL 500反応 | 4367659 | ¥40,800 | ¥32,600 |
| | 2×5 mL 1,000反応 | 4368706 | ¥79,100 | ¥63,200 |
| | 5×5 mL 2,500反応 | 4368702 | ¥191,900 | ¥153,500 |
| | 10×5 mL 5,000反応 | 4368708 | ¥371,800 | ¥297,400 |
| Applied Biosystems™ Fast SYBR™ Green Master Mix ※ 20 µLの反応系として計算 | 2×5 mL 1,000反応 | 4385616 | ¥87,300 | ¥69,800 |
| | 5×5 mL 2,500反応 | 4385617 | ¥211,600 | ¥169,200 |
| | 10×5 mL 5,000反応 | 4385618 | ¥410,000 | ¥328,000 |
| | 50 mL 5,000反応 | 4385614 | ¥384,300 | ¥307,400 |
| TaqMan™ マスターミックスおよびキット | | | | |
| Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Master Mix ※ 20 µLの反応系として計算 | 1 mL 200反応 | 4444432 | ¥63,100 | ¥50,400 |
| | 5×1 mL 1,000反応 | 4444434 | ¥192,800 | ¥154,200 |
| | 10 mL 2,000反応 | 4444436 | ¥369,500 | ¥295,600 |
| Applied Biosystems™ TaqMan™ Gene Expression Master Mix ※ 50 µLの反応系として計算 | 5 mL 200反応 | 4369016 | ¥78,500 | ¥62,800 |
| | 2×5 mL 400反応 | 4369514 | ¥151,600 | ¥121,200 |
| | 5×5 mL 1,000反応 | 4369510 | ¥366,600 | ¥293,200 |
| | 10×5 mL 2,000反応 | 4369542 | ¥708,100 | ¥566,400 |
| | 50 mL 2,000反応 | 4370074 | ¥693,200 | ¥554,500 |
| Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix ※ 50 µLの反応系として計算 | 200反応 | 4304437 | ¥93,000 | ¥74,400 |
| | 400反応 (2-Pack) | 4364338 | ¥171,700 | ¥137,300 |
| | 1,000反応 (5-Pack) | 4364340 | ¥417,700 | ¥334,100 |
| | 2,000反応 (10-Pack) | 4305719 | ¥808,000 | ¥646,400 |
| Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix ※ 20 µLの反応系として計算 | 250反応 | 4352042 | ¥45,000 | ¥36,000 |
| | 500反応 (2-Pack) | 4366072 | ¥84,500 | ¥67,600 |
| | 1,250反応 (5-Pack) | 4366073 | ¥209,700 | ¥167,700 |
| | 2,500反応 (10-Pack) | 4364103 | ¥401,000 | ¥320,800 |
| | Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR Master Mix, CG | 1×5 mL 500反応 | A15297 | ¥85,100 |
| 2×5 mL 1,000反応 | | A16245 | ¥164,400 | ¥131,500 |
| 5×5 mL 2,500反応 | | A16247 | ¥397,200 | ¥317,700 |
| 10×5 mL 5,000反応 | | A16248 | ¥766,700 | ¥613,300 |
| 1×50 mL 5,000反応 | | A15298 | ¥750,700 | ¥600,500 |
| Applied Biosystems™ TaqMan™ RNA-to-C _T ™ 1-Step Kit | 200反応 | 4392938 | ¥103,300 | ¥82,600 |

キャンペーン番号: RT5T9J

ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

期間: 2023年2月20日(月)~3月17日(金) 弊社受注分まで

サンガーシーケンス製品 20% OFF

| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|--|---------------|---------|------------|------------|
| キャピラリーアレイ | | | | |
| Applied Biosystems™ 3500 36 cm Capillary Array | 8本/アレイ | 4404683 | ¥216,800 | ¥173,400 |
| Applied Biosystems™ 3500 50 cm Capillary Array | 8本/アレイ | 4404685 | ¥216,800 | ¥173,400 |
| Applied Biosystems™ 3500xL 36 cm Capillary Array | 24本/アレイ | 4404687 | ¥323,300 | ¥258,600 |
| Applied Biosystems™ 3500xL 50 cm Capillary Array | 24本/アレイ | 4404689 | ¥323,300 | ¥258,600 |
| Applied Biosystems™ 3730 48 x 36 cm Capillary Array | 48本/アレイ | 4331247 | ¥731,000 | ¥584,800 |
| Applied Biosystems™ 3730 48 x 50 cm Capillary Array | 48本/アレイ | 4331250 | ¥735,100 | ¥588,000 |
| Applied Biosystems™ 3730x/ 96 x 36 cm Capillary Array | 96本/アレイ | 4331244 | ¥979,300 | ¥783,400 |
| Applied Biosystems™ 3730x/ 96 x 50 cm Capillary Array | 96本/アレイ | 4331246 | ¥990,100 | ¥792,000 |
| Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flex 8-Capillary Array (36 cm) | 8本/アレイ | A49104 | ¥229,200 | ¥183,300 |
| Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flex 8-Capillary Array (50 cm) | 8本/アレイ | A49106 | ¥229,200 | ¥183,300 |
| Applied Biosystems™ SeqStudio™ 24 Flex 24-Capillary Array (36 cm) | 24本/アレイ | A49105 | ¥341,900 | ¥273,500 |
| Applied Biosystems™ SeqStudio™ 24 Flex 24-Capillary Array (50 cm) | 24本/アレイ | A49107 | ¥341,900 | ¥273,500 |
| Applied Biosystems™ SeqStudio™ ジェネティックアナライザ用カートリッジ | | | | |
| Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge (125インジェクション) | 500サンプル | A33671 | ¥219,400 | ¥175,500 |
| Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge v2 (250インジェクション) | 1,000サンプル | A41331 | ¥274,800 | ¥219,800 |
| ポリマー | | | | |
| Applied Biosystems™ 3500 / SeqStudio™ Flex, POP-7™ Polymer (960) | 960サンプル分 | 4393714 | ¥82,100 | ¥65,600 |
| Applied Biosystems™ 3500 / SeqStudio™ Flex, POP-7™ Polymer (384) | 384サンプル分 | 4393708 | ¥37,800 | ¥30,200 |
| Applied Biosystems™ 3500 / SeqStudio™ Flex, POP-4™ Polymer (960) | 960サンプル分 | 4393710 | ¥82,100 | ¥65,600 |
| Applied Biosystems™ 3500 / SeqStudio™ Flex, POP-4™ Polymer (384) | 384サンプル分 | 4393715 | ¥37,800 | ¥30,200 |
| Applied Biosystems™ 3500 / SeqStudio™ Flex, POP-6™ Polymer (960) | 960サンプル分 | 4393712 | ¥82,100 | ¥65,600 |
| Applied Biosystems™ 3500 / SeqStudio™ Flex, POP-6™ Polymer (384) | 384サンプル分 | 4393717 | ¥37,800 | ¥30,200 |
| Applied Biosystems™ 3730 / 3730x/ POP-7™ ポリマー, 28 mL | 28 mL | 4363929 | ¥176,200 | ¥140,900 |
| Applied Biosystems™ 3730 / 3730x/ POP-7™ ポリマー, 280 mL | 10×28 mL | 4363935 | ¥843,400 | ¥674,700 |
| バッファー | | | | |
| Applied Biosystems™ 3500 / SeqStudio™ Flex陰極バッファーコンテナ (CBC) | 4パック | 4408256 | ¥20,100 | ¥16,000 |
| Applied Biosystems™ 3500 / SeqStudio™ Flex陽極バッファーコンテナ (ABC) | 4パック | 4393927 | ¥15,400 | ¥12,300 |
| Applied Biosystems™ 3730 / 3730x/ Running Buffer with EDTA 10X | 500 mL | 4335613 | ¥49,800 | ¥39,800 |
| SeqStudio™ ジェネティックアナライザ用コンテナバッファー | | | | |
| Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cathode Buffer Container | 4コンテナ | A33401 | ¥20,100 | ¥16,000 |
| Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit | | | | |
| Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit | 100反応 | 4337455 | ¥170,700 | ¥136,500 |
| | 1,000反応 | 4337456 | ¥1,366,000 | ¥1,092,800 |
| | 5,000反応 | 4337457 | ¥5,594,000 | ¥4,475,200 |
| Applied Biosystems™ BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit | 100反応 | 4337450 | ¥170,700 | ¥136,500 |
| | 1,000反応 | 4337451 | ¥1,366,000 | ¥1,092,800 |
| | 5,000反応 | 4337452 | ¥5,594,000 | ¥4,475,200 |
| Applied Biosystems™ BigDye™ XTerminator™ 精製キット | | | | |
| BigDye XTerminator精製キット ※ 20 µL反応の場合 | 20 mL 1,000反応 | 4376487 | ¥304,500 | ¥243,600 |
| | 50 mL 2,500反応 | 4376484 | ¥606,700 | ¥485,300 |

キャンペーン番号: RT5T3E

ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

期間: 2023年2月20日(月)~3月17日(金) 弊社受注分まで

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

TaqMan is a trademark of Roche Molecular Systems, Inc., used under permission and license.

記載の価格は2023年2月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。

また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc GSD024-A23020B

販売店

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

applied biosystems