

KingFisher 更新・増設キャンペーン

当社の KingFisher 装置をご利用のお客さま限定

最新機種をキャンペーン価格でご提供

Thermo Scientific™ KingFisher™ 核酸・タンパク質・細胞自動抽出・精製装置をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。現在、対象の機種をご使用いただいているお客さまに限り、当社 KingFisher 最新機種をキャンペーン価格でご提供します。対象機種をお持ちでしたら、ぜひこの機会に買い替えをご検討ください。現在、1台しかお持ちでない場合でも複数台をご購入いただくことが可能です。

対象機種：以下の KingFisher 製品

Thermo Scientific™ KingFisher™ / KingFisher™ mL / KingFisher™ Duo / KingFisher™ Duo Prime / KingFisher™ Flex / KingFisher™ Presto / KingFisher™ Apex / Pharma KingFisher™ Flex / Applied Biosystems™ MagMAX™ Express / MagMAX™ Express 96



KingFisher Flex 核酸・タンパク質・細胞自動抽出・精製装置

Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime 核酸・タンパク質・細胞自動抽出・精製装置

- 一度に 12 または 6 サンプルを精製
- 専用の PC ソフトウェアにより抽出・精製プロトコルを自在に編集・作成可能
- 内蔵 UV ランプにより庫内を滅菌



キャンペーン番号	製品名	希望小売価格	キャンペーン価格
5400110-RCP23	KingFisher Duo Prime	¥3,060,000	¥2,400,000

Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex 核酸・タンパク質・細胞自動抽出・精製装置

- 一度に 96 または 24 サンプルを精製
- タッチスクリーンでプロトコルの作成・編集も可能
- サンプルの状態を適切に保つために加熱・冷却制御可能
- 2本の内蔵 UV ランプで庫内を滅菌



キャンペーン番号	製品名	希望小売価格	キャンペーン価格
5400920-RCP23	KingFisher Apex 96 Combiヘッド含む	¥8,600,000	¥6,880,000
5400930-RCP23	KingFisher Apex 96 DWヘッド含む	¥8,600,000	¥6,880,000
5400910-RCP23	KingFisher Apex PCRヘッド含む	¥8,600,000	¥6,880,000
5400940-RCP23	KingFisher Apex 24 Combiヘッド含む	¥8,600,000	¥6,880,000

お申し込み方法

ご注文時に、現在ご使用中の機種名とシリアル番号を必ず当社販売代理店にお伝えください。裏面のお申し込み用紙のご利用をお願いします。

期間：2023年8月8日(火)～2023年10月31日(火) 当社受注分まで

KingFisher更新・増設キャンペーン お申し込み用紙

以下のお申し込み用紙に必要事項を全てご記入のうえ、当社販売代理店にお渡しください。

注意事項：ご記入がない場合は、お申し込みを受付できない場合がございます。必ずご記入ください。

• お客さまご記入欄 お申し込み日 年 月 日

ご使用中の機種名とシリアル番号 機種名 _____ シリアル番号 _____

製品番号	製品名	ご購入数

お名前 _____ E-mail _____

ご勤務先 _____ Tel _____

ご所属 _____

ご住所 〒 _____

■ 販売代理店記入欄（注文書とお申し込み用紙を併せてご送付ください）

販売代理店名 _____ 担当者 _____

支店・営業所 _____ 発注番号 _____

販売店

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2023年8月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc SPA053-A23080B

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

thermo scientific