



## QIAgility<sup>®</sup> PCR 反応液セットアップ自動化キャンペーン



QIAgility は、PCR アッセイなど、様々なフォーマットへの PCR セットアップを自動化する卓上型の自動分注装置です。試薬の入れ忘れ、ピペティングの手技によるばらつき等のヒューマンエラーを防ぎ、自動セットアップで時間を節約します。この機会にぜひご検討ください。

### 特長

- 様々なフォーマットに対応する PCR セットアップの自動化 \*
- 簡便で使いやすいソフトウェア
- 標準化されたプロトコールによる実験操作の効率化
- マニュアルのピペティング操作を排除
- QIAGEN サンプル調製テクノロジーと最適な組み合わせ
- 様々なプレートフォーマットに対応 (QIAcuity用プレート<sup>†</sup>、96ウェルプレート、チューブなど)

\* お使いになるプレートに関して、ご不明な点はお問い合わせください。  
† 専用アダプターが必要です (Cat.no.: 9027242)



セットアップ時の QIAgility 内部

期間：2023 年 11 月 30 日受注分まで

プロモコード：JP23QGYF1

対象：QIAcuity、QIAquant、Rotor-Gene Q をすでにお持ちの方、もしくは新規に同時ご購入の方

30%  
OFF<sup>‡</sup>

### オーダーインフォメーション

製品	内容	Cat.no.	希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円) <sup>‡</sup>
QIAgility HEPA/UV Platform System FUL-1	装置本体 (UV ライト、HEPA フィルター付)、ノート PC、ソフトウェア、設置・基本取扱説明、製品保証・点検 (修理保証 1 年間および保証期間内に 1 回の点検)	9003160	3,796,000	2,657,200

<sup>‡</sup> 記載の割引率は弊社希望キャンペーン割引率です。実際の価格はご注文の弊社販売代理店にお問い合わせください。



デモなどのお問い合わせはこちら

[go.qiagen.com/PCR\\_QIAgility\\_Campaign\\_2023](https://go.qiagen.com/PCR_QIAgility_Campaign_2023)



記載の QIAGEN 製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的には使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) の “Trademarks and Disclaimers” をご覧ください。

QIAGEN キットの Handbook および User Manual は [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) から入手可能です。  
Trademarks: QIAGEN<sup>®</sup>, Sample to Insight<sup>®</sup>, QIAgility<sup>®</sup>, QIAcuity<sup>®</sup>, QIAquant<sup>®</sup>, Rotor-Gene<sup>®</sup> (QIAGEN Group) 本文に記載の会社名、商品名、登録名、商標などは、特にそのようにマークされていない場合でも、法律によって保護されている場合があります。

記載の価格はすべて税抜価格です。また、製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

2303034 08/2023 © 2023 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき 3-13-1 | Forefront Tower II  
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com | [www.qiagen.com/jp](http://www.qiagen.com/jp)

販売店使用欄