



Axygen® マイクロチューブ



- ▶ メディカルグレード、USP クラス VI のポリプロピレンから製造
- ▶ 書き込み用にキャップ上面と胴体の 一部をフロスト仕上げ
- ▶ キャップの中央にはシリンジ用ポート 有、シリンジの針を刺すことが可能
- ボイルプルーフ
- ▶ オートクレーブ可能

- ▶ 最大遠心強度: 14,000 RCF
- ▶ RNase/DNase フリーおよびノンパイロジェニック
- ▶滅菌なしと滅菌済み (滅菌保証レベル (SAL)10⁻⁶) 製品から選択可能

最大 **60**% OFF

カタログ番号	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
1.5 mL					
MCT-150-C	×	500	5,000	21,800	8,720 (1.8/本)
MCT-150-C-S	0	250	2,500	22,600	11,300 (4.6/本)
2.0 mL					
MCT-200-C	×	500	5,000	24,600	9,840 (2.0/本)
MCT-200-C-S	0	250	2,500	23,300	11,650 (4.7/本)



Axygen PCR 製品



- ▶ ほとんどの一般的なサーマルサイクラーに適合
- ▶極薄かつ均一な壁面で熱を正確に伝達、サイクル時間を短縮し、ばらつきのない結果を得ることが可能
- 独自のキャップデザインにより サンプルの蒸発を防止
- ▶ RNase/DNase フリーおよびノン パイロジェニック
- ▶ ヒト gDNA、潤滑剤、染料、重金属、 充填剤不含

70% OFF

カタログ番号	容量 (mL)	キャップ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	
シングルチューブ							
PCR-02-C	0.2	フラット	1,000	10,000	68,500	20,550 (2.1/本)	
PCR-02D-C	0.2	ドーム	1,000	10,000	68,500	20,550 (2.1/本)	
8 連ストリップチューブとキャップ							
PCR-0208-CP-C	0.2	ドーム	125	1,250	147,800	44,340 (35.5/本)	



さまざまなタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するよう設計されています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

- ▶ ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応
- ▶ RNase/DNase フリー、およびノンパイロジェニック
- ▶ 製造ロットごとに厳しい検査を実施
- ▶ 滅菌なしと滅菌済み製品から選択可能
- ▶ バルク、ラックから選択可能



バルク包装

コンタミネーションから チップを守り、再シール 可能なプラスチックバッ グ入り



ヒンジラック

頑丈なポリプロピレン製で、実験台の上でも優れた安定性を発揮

50% OFF

カタログ番号	容量範囲(µL)	包装	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
ノンフィルターチ	ップ						
T-300		バルク	×	1,000	20,000	55,300	27,650 (1.4/本)
T-300-R	0.5 - 10	ラック	×	960	4,800	27,800	13,900 (2.9/本)
T-300-R-S		ンツン	0	960	4,800	32,100	16,050 (3.4/本)
T-200-C		バルク	×	1,000	20,000	52,200	26,100 (1.4/本)
T-200-C-R	1 - 200	=	×	960	4,800	27,800	13,900 (2.9/本)
T-200-C-R-S		ラック	0	960	4,800	32,100	16,050 (3.4/本)
T-200-Y		バルク	×	1,000	20,000	52,200	26,100 (1.4/本)
T-200-Y-R	1-200 (イエロー)	=	×	960	4,800	27,800	13,900 (2.9/本)
T-200-Y-R-S		ラック	0	960	4,800	32,100	16,050 (3.4/本)
T-1000-C		バルク	×	1,000	5,000	15,100	7,550 (1.6/本)
T-1000-C-R	100 - 1,000	=4	×	1,000	5,000	38,000	19,000 (3.8/本)
T-1000-C-R-S		ラック	0	1,000	5,000	42,300	21,150 (4.3/本)
T-1000-B		バルク	×	1,000	5,000	15,100	7,550 (1.6/本)
T-1000-B-R	100-1,000 (ブルー)	=,,,,/2	×	1,000	5,000	38,000	19,000 (3.8/本)
T-1000-B-R-S		ラック	0	1,000	5,000	42,300	21,150 (4.3/本)
•							



カタログ番号	容量範囲(µL)	包装	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
フィルターチップ							
TF-300-R-S	0.5 - 10	ラック	0	960	4,800	72,800	36,400 (7.6/本)
TF-20-R-S	0.5 - 20	ラック	0	960	4,800	72,800	36,400 (7.6/本)
TF-200-R-S	1 - 200	ラック	0	960	4,800	72,800	36,400 (7.6/本)
TF-1000-R-S	100 - 1,000	ラック	0	1,000	5,000	72,800	36,400 (7.3/本)

์ Axygen® マルチラック ピペットチップ





- ▶ カラーコードで高い視認性: Axygen AxyPet® Pro ピペッターに合うピペットチップが 一目でわかる
- ▶ 再利用可能なラック:かさばらずに積み重ねることが可能
- ▶ エクステンドタイプ:通常のピペットチップより細長い形状で、 コンタミネーションリスクを低減、また細長いチューブでの 貴重な試薬やサンプルのピペッティングが容易に
- ▶ ラック入り、フィルター付き、滅菌済み



カタログ番号	容量 (µL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
MRF-10XT-R-S	10	エクステンド	960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-20-R-S	20		960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-100-R-S	100	スタンダード	960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-200NX-R-S	200		960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-200XT-R-S	200	- エクステンド -	768	3,840	61,400	30,700 (8.0/本)
MRF-1000XT-R-S	1,000	- エクスナンド -	768	3,840	74,600	37,300 (9.8/本)

**エクステンドタイプは通常のチップよりも長くなっています。 1,000 μ L のエクステンドタイプは、 1,250 μ L の容量まで使用できます。

Axygen マルチラック ピペットチップには、ノンフィルターチップ、環境に配慮したバルクやリロードシステム、貴重なサンプルの 分注に最適な Maxymum Recovery、大量使用に適したチップステーションなど、ラボのニーズに合わせて多様なラインナップ を取り揃えています。



← その他のラインナップはこちら

https://www.corning.com/media/jp/cls/documents/jp-literature/sell_sheet/axygen_axypetpro-pipettor-multirack_cls-195.pdf



Axygen® マルチラック お試し価格

Axygen マルチラックチップシステムの各種ラインナップの一部を、今回お試し価格にてご提供いたします。この機会ぜひお試しください。

40% OFF

カタログ番号	フィルター	包装	容量 (_µ L)	チップタイプ	滅菌	マキシマム リカバリー	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
MR-10XT	なし	バルク	10	エクステンド	×	×	1,000	10,000	30,800	18,480 (1.9/本)
MR-200	なし	バルク	200	スタンダード	×	×	1,000	10,000	30,800	18,480 (1.9/本)
MR-1000XT	なし	バルク	1,000	エクステンド	×	×	768	7,680	27,800	16,680 (2.2/本)
MR-300-R	なし	ラック	300	スタンダード	×	×	960	4,800	38,400	23,040 (4.8/本)
MR-1000XT-R	なし	ラック	1,000		×	×	768	3,840	35,100	21,060 (5.5/本)
MR-1000XT-RL	なし	リロード	1,000	エクステンド	×	×	768	3,072	23,900	14,340 (4.7/本)
MR-10XT-R-S	なし	ラック	10		0	×	960	4,800	38,400	23,040 (4.8/本)
MR-200-R-S	なし	ラック	200	・スタンダード	0	×	960	4,800	38,400	23,040 (4.8/本)
MR-300-R-S	なし	ラック	300		0	×	960	4,800	43,400	26,040 (5.5/本)
MR-1000XT-R-S	なし	ラック	1,000	・エクステンド	0	×	768	3,840	39,500	23,700 (6.2/本)
MR-1000XT-L-R-S	なし	ラック	1,000	エノヘナンド	0	0	768	3,840	47,500	28,500 (7.5/本)
MRF-200NX-L-R-S	あり	ラック	200	スタンダード	0	0	960	4,800	92,000	55,200 (11.5/本)

Axygen ピペットチップ (フィルターチップ) 在庫限り



一部フィルターチップのバルク包装を在庫なくなり次第の特別価格でご提供いたします。

70% OFF

カタログ番号	容量範囲(µL)	包装	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
TF-300-J	0.5 - 10	バルク	×	1,000	1,000	11,400	3,420 (3.5/本)
TF-20	0.5 - 20	バルク	×	1,000	10,000	102,800	30,840 (3.1/本)
TF-200	1 200	バルク	×	1,000	10,000	98,400	29,520 (3.0/本)
TF-200-J	— 1 - 200 <i>-</i>	バルク	×	1,000	1,000	10,900	3,270 (3.3/本)
TF-1000	100 1000	バルク	×	1,000	5,000	50,600	15,180 (3.1/本)
TF-1000-J	— 100 - 1,000 -	バルク	×	1,000	1,000	11,200	3,360 (3.4/本)



← ピペットチップ互換性チャートはこちら

https://www.corning.com/media/jp/cls/documents/ jp-literature/sell_sheet/axygen_pipette-tip_ compatibility-guide_cls-247.pdf



お申込フォーム

- ② 弊社で必要な情報を確認後、正式な受付完了メールをお送りし、ぬいぐるみを発送します。 発送までに1か月程度お時間を頂戴します。
- ※賞品写真はイメージです。実物と異なる場合があります。
- ※予告なく中止または内容や賞品が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ぬいぐるみの発送は日本国内に限ります。
- ※お届け先ご住所や連絡先が不明などの理由により賞品が配送できない場合、無効となる場合があります。
- ※配送地域、交通事情、天候、お客様がご不在の場合など、賞品の発送、到着に遅れが生じる場合があります。
- ※キャンペーン期間中に、対象製品を1回のご注文(納品)で合計3ケース以上ご購入いただいた方が対象です 複数回ご注文分を合算してのお申し込みは受け付けておりません。また、キャンペーン期間外のご注文分は対象になりません。
- ※1回のご注文(納品)につき1回のご応募ができます。

代理店各位

お客様のお申込フォームの入力を確認後、 事務局からご連絡しますので、該当の納品書をご用意ください。



- 価格は2024年6月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- · For a listing of trademarks, visit www.corning.com/clstrademarks.
- All other trademarks are the property of their respective owners.

 ・保証・免責事項:特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試業です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。 コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

コーニングインターナショナル株式会社 ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階 Tel: 03-3586-1996 www.corning.com/jp/lifesciences CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは Tel: 03-3586-1268 ScientificSupportJP@corning.com