

今だけ

1.2倍!
に増量

大容量サイズをご購入頂いているお客様に感謝!

ボリューム増し増しキャンペーン!

対象の大容量サイズ(品番末尾-10ML)が、キャンペーン期間中、
価格据え置きで1.2倍(品番末尾-12ML)に!

キャンペーン期間 2024年8月1日(木)～10月31日(木)

キャンペーン番号 2414

酵素的 タンパク質合成キット

PUREfrex®



タンパク質調製に細胞は必要ありません!!

細胞の中で行われているタンパク質合成反応をチューブ内に再現

商品説明	品名	品番	包装	希望販売価格
タンパク質合成反応液: タンパク質の使用用途に合わせてお選びください				
合成量控え目でOK、基礎研究用				
PUREfrex® 1.0		PF001-10ML	1 kit (2.0 mL × 5 反応用)	¥440,000
	今だけ 1.2倍!	PF001-12ML	1 kit (2.0 mL × 6 反応用)	¥440,000
合成量重視				
PUREfrex® 2.0		PF201-10ML	1 kit (2.0 mL × 5 反応用)	¥700,000
	今だけ 1.2倍!	PF201-12ML	1 kit (2.0 mL × 6 反応用)	¥700,000
合成量重視しつつ、ジスルフィド結合が大事				
PUREfrex® 2.1		PF213-10ML	1 kit (2.0 mL × 5 反応用)	¥700,000
	今だけ 1.2倍!	PF213-12ML	1 kit (2.0 mL × 6 反応用)	¥700,000
合成確認後、つぎのステップに合わせてお選びください				
高次構造形成、可溶性向上				
DnaK Mix		PF003-10ML	1 kit (2.0 mL × 5 反応用)	¥290,000
	今だけ 1.2倍!	PF003-12ML	1 kit (2.0 mL × 6 反応用)	¥290,000
GroE Mix		PF004-10ML	1 kit (2.0 mL × 5 反応用)	¥290,000
	今だけ 1.2倍!	PF004-12ML	1 kit (2.0 mL × 6 反応用)	¥290,000
ジスルフィド結合形成を促進				
DsbC Set (Former: DS supplement)		PF005-10ML	1 kit (2.0 mL × 5 反応用)	¥160,000
	今だけ 1.2倍!	PF005-12ML	1 kit (2.0 mL × 6 反応用)	¥160,000
PDI Set		PF006-10ML	1 kit (2.0 mL × 5 反応用)	¥160,000
	今だけ 1.2倍!	PF006-12ML	1 kit (2.0 mL × 6 反応用)	¥160,000
プロリンの多いタンパク質合成に				
EF-P		PFS052-10ML	1 kit (2.0 mL × 5 反応用)	¥80,000
	今だけ 1.2倍!	PFS052-12ML	1 kit (2.0 mL × 6 反応用)	¥80,000



実験例、
詳細情報は Web へ

記事 ID 検索 16268

コスモ・バイオ Web サイトトップページ「記事 ID 検索」に、記事 ID で
示された数字を入力して検索してください。
ダイレクトにページへ行くことができます。

メーカー: ジーンフロンティア株式会社 メーカー略号: GFK

※ キャンペーン期間中、2.0×5 反応分 (10 mL)
の販売を一時休止し、2.0×6 反応分 (12 mL)
のみ販売いたします。




人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

PURE system*1 を基に開発された再構成型無細胞タンパク質合成*2 キットです

*1：東京大学大学院 新領域創成科学研究科 上田卓也教授が開発。

*2：大腸菌からタンパク質合成に必要な成分を単離し、再びタンパク質合成できる形に構成したシステム。試験管内で合成できる！



キャンペーン対象外商品ラインアップ

商品説明	品名	品番	包装	希望販売価格
はじめて PUREfrefx® を使う方、はじめて無細胞系をお試しになる方におすすめです				
PUREfrefx® 2.0 mini		PF201-0.1	1 kit (100 µL 反応用)	¥9,800
構成内容 ・ PUREfrefx® 2.0 (タンパク質合成用試薬) ・ T7PRO-SD primer (5'UTR 配列を含むプライマー) ・ DHFR DNA (ポジティブコントロール用の鑄型 DNA)			<ご用意いただくもの> ・ 目的タンパク質の遺伝子 ・ Fw と Rev のプライマー (PCR 産物を鑄型 DNA としてご利用の場合) (詳細解説付き)	
タンパク質合成反応液：タンパク質の使用用途に合わせてお選びください				
合成量控え目で OK、基礎研究用				
PUREfrefx® 1.0		PF001-0.25	1 kit (250 µL 反応用)	¥15,000
		PF001-2ML	1 kit (12.0 mL 反応用)	¥105,000
合成量重視				
PUREfrefx® 2.0		PF201-0.25	1 kit (250 µL 反応用)	¥24,000
		PF201-2ML	1 kit (2.0 mL 反応用)	¥160,000
合成量重視しつつ、ジスルフィド結合が大事				
PUREfrefx® 2.1		PF213-0.25	1 kit (250 µL 反応用)	¥24,000
		PF213-2ML	1 kit (2.0 mL 反応用)	¥160,000
合成確認後、つぎのステップに合わせてお選びください				
高次構造形成、可溶性向上				
DnaK Mix		PF003-0.5	1 kit (500 µL 反応用)	¥18,000
GroE Mix		PF004-0.5	1 kit (500 µL 反応用)	¥18,000
ジスルフィド結合形成を促進				
DsbC Set (Former: DS supplement)		PF005-0.5	1 kit (500 µL 反応用)	¥10,000
PDI Set		PF006-0.5	1 kit (500 µL 反応用)	¥10,000
プロリンの多いタンパク質合成に				
EF-P		PFS052-0.5	1 kit (500 µL 反応用)	¥5,000
カスタムキット				
カタログにないキットも、ご要望に応じて、0.5 mL 反応分から作製します。(Solution から特定の因子を除くなど)				

メーカー：ジーンフロンティア株式会社 メーカー略号：GFK

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

(希望販売価格) 記載の希望販売価格は 2024 年 8 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

(使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619