

Axygen® 年度末 キャンペーン

対象製品を期間限定特別価格にて
ご提供いたします



最大
50%
OFF



最大
70%
OFF



最大
60%
OFF



新製品 Axygen ハイブリッドラック
ピペットチップ 1 ケース購入で
オリジナル Tシャツを
プレゼント!

【キャンペーン期間】

2024.11.1(金) ~ 2025.2.28(金)



1.5 mL



2.0 mL

Axygen® マイクロチューブ

- ▶ メディカルグレード、USP クラス VI のポリプロピレンから製造
- ▶ 書き込み用にキャップ上面と胴体の一部をフロスト仕上げ
- ▶ キャップの中央にはシリンジ用ポート有、シリンジの針を刺すことが可能
- ▶ ボイルプルーフ
- ▶ オートクレーブ可能
- ▶ 最大遠心強度：14,000 RCF
- ▶ RNase/DNase フリーおよびノンパイロジェニック
- ▶ 滅菌なしと滅菌済み（滅菌保証レベル (SAL) 10^{-6} ）製品から選択可能

最大
60%
OFF

カタログ番号	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
1.5 mL					
MCT-150-C	×	500	5,000	21,800	8,720 (1.8/本)
MCT-150-C-S	○	250	2,500	22,600	11,300 (4.6/本)
2.0 mL					
MCT-200-C	×	500	5,000	24,600	9,840 (2.0/本)
MCT-200-C-S	○	250	2,500	23,300	11,650 (4.7/本)



シングルチューブ



8 連ストリップチューブ

Axygen PCR 製品

- ▶ ほとんどの一般的なサーマルサイクラーに適合
- ▶ 極薄かつ均一な壁面で熱を正確に伝達、サイクル時間を短縮し、ばらつきのない結果を得ることが可能
- ▶ 独自のキャップデザインによりサンプルの蒸発を防止
- ▶ RNase/DNase フリーおよびノンパイロジェニック
- ▶ ヒト gDNA、潤滑剤、染料、重金属、充填剤不含

70%
OFF

カタログ番号	容量 (mL)	キャップ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
シングルチューブ						
PCR-02-C	0.2	フラット	1,000	10,000	68,500	20,550 (2.1/本)
PCR-02D-C	0.2	ドーム	1,000	10,000	68,500	20,550 (2.1/本)
8 連ストリップチューブとキャップ						
PCR-0208-CP-C	0.2	ドーム	125	1,250	147,800	44,340 (35.5/本)



Axygen® ピペットチップ

- ▶ 主要なリサーチグレードピペッターに適合
- ▶ RNase/DNase フリー、およびノンパイロジェニック



バルク包装
コンタミネーションからチップを守り、再シール可能なプラスチックバッグ入り



ヒンジラック
頑丈なポリプロピレン製で、実験台の上でも優れた安定性を発揮



カタログ番号	容量範囲 (μL)	包装	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
ノンフィルターチップ							
T-300	0.5 - 10	バルク	×	1,000	20,000	55,300	27,650 (1.4/本)
T-300-R		ラック	×	960	4,800	27,800	13,900 (2.9/本)
T-300-R-S		ラック	○	960	4,800	32,100	16,050 (3.4/本)
T-200-C	1 - 200	バルク	×	1,000	20,000	52,200	26,100 (1.4/本)
T-200-C-R		ラック	×	960	4,800	27,800	13,900 (2.9/本)
T-200-C-R-S		ラック	○	960	4,800	32,100	16,050 (3.4/本)
T-200-Y	1-200 (イエロー)	バルク	×	1,000	20,000	52,200	26,100 (1.4/本)
T-200-Y-R		ラック	×	960	4,800	27,800	13,900 (2.9/本)
T-200-Y-R-S		ラック	○	960	4,800	32,100	16,050 (3.4/本)
T-1000-C	100 - 1,000	バルク	×	1,000	5,000	15,100	7,550 (1.6/本)
T-1000-C-R		ラック	×	1,000	5,000	38,000	19,000 (3.8/本)
T-1000-C-R-S		ラック	○	1,000	5,000	42,300	21,150 (4.3/本)
T-1000-B	100-1,000 (ブルー)	バルク	×	1,000	5,000	15,100	7,550 (1.6/本)
T-1000-B-R		ラック	×	1,000	5,000	38,000	19,000 (3.8/本)
T-1000-B-R-S		ラック	○	1,000	5,000	42,300	21,150 (4.3/本)
フィルターチップ							
TF-300-R-S	0.5 - 10	ラック	○	960	4,800	72,800	36,400 (7.6/本)
TF-20-R-S	0.5 - 20	ラック	○	960	4,800	72,800	36,400 (7.6/本)
TF-200-R-S	1 - 200	ラック	○	960	4,800	72,800	36,400 (7.6/本)
TF-1000-R-S	100 - 1,000	ラック	○	1,000	5,000	72,800	36,400 (7.3/本)

Axygen ピペットチップ、フィルター付き

在庫限り

一部フィルターチップのバルク包装を在庫限りの特別価格でご提供いたします。



カタログ番号	容量範囲 (μL)	包装	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
TF-20	0.5 - 20	バルク	×	1,000	10,000	102,800	30,840 (3.1/本)
TF-200	1 - 200	バルク	×	1,000	10,000	98,400	29,520 (3.0/本)
TF-200-J		バルク	×	1,000	1,000	10,900	3,270 (3.3/本)
TF-1000	100 - 1,000	バルク	×	1,000	5,000	50,600	15,180 (3.1/本)



Axygen® マルチラック ピペットチップ、フィルター付き

- ▶ カラーコードで高い視認性：Axygen Axypet Pro ピペッターに合うピペットチップが一目でわかる
- ▶ 再利用可能なラック：かさばらずに積み重ねることが可能
- ▶ エクステンドタイプ：通常のピペットチップより細長い形状で、
- ▶ コンタミネーションリスクを低減、また細長いチューブでの貴重な試薬やサンプルのピペッティングが容易に



カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
ラック入り							
MRF-10XT-R-S	10	エクステンド	○	960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-20-R-S	20		○	960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-100-R-S	100	スタンダード	○	960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-200NX-R-S	200		○	960	4,800	76,800	38,400 (8.0/本)
MRF-200NX-L-R-S	200	スタンダード (マキシマムリカバリー)	○	960	4,800	92,000	55,200 (11.5/本)
MRF-200XT-R-S	200		○	768	3,840	61,400	30,700 (8.0/本)
MRF-1000XT-R-S	1,000	エクステンド	○	768	3,840	74,600	37,300 (9.8/本)

*エクステンドタイプは通常のチップよりも長くなっています。1,000 μL のエクステンドタイプは、1,250 μL の容量まで使用できます。



Axygen® マルチラック ピペットチップ、フィルターなし



カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
バルク							
MR-10XT	10	エクステンド	×	1,000	10,000	30,800	18,480 (1.9/本)
MR-200	200	スタンダード	×	1,000	10,000	30,800	18,480 (1.9/本)
MR-1000XT	1,000	エクステンド	×	768	7,680	27,800	16,680 (2.2/本)
ラック入り							
MR-10XT-R-S	10	エクステンド	○	960	4,800	38,400	23,040 (4.8/本)
MR-200-R-S	200		○	960	4,800	38,400	23,040 (4.8/本)
MR-300-R	300	スタンダード	×	960	4,800	38,400	23,040 (4.8/本)
MR-300-R-S	300		○	960	4,800	43,400	26,040 (5.5/本)
MR-1000XT-R	1,000		×	768	3,840	35,100	21,060 (5.5/本)
MR-1000XT-R-S	1,000	エクステンド	○	768	3,840	39,500	23,700 (6.2/本)
ラック入り、Maxymum Recovery® 表面							
MR-1000XT-L-R-S	1,000	エクステンド	○	768	3,840	47,500	28,500 (7.5/本)
リロード							
MR-1000XT-RL	1,000	エクステンド	×	768	3,072	23,900	14,340 (4.7/本)

NEW

Axygen® ハイブリッドラック ピペットチップ

Tシャツプレゼント
対象品

サステナビリティに取り組むコーニングは、カーボンフットプリントを減らす方法を常に模索しています。ハイブリッドラック ピペットチップは、ポリプロピレン製のデッキと環境にやさしい紙製のベースを組み合わせた研究における機能性とサステナビリティを両立させた製品です。

革新的な紙とプラスチックの
ハイブリッドデザインにより
従来のチップラックと比べて

プラスチック使用量
70%削減



リサイクル可能な紙製ベース

紙製のラックは十分な強度を備えており、マルチチャンネルピペッターにピペットチップを装着しても折れたりたわんだりしません。

その他の紙類と同様に、一般的な資源ごみ分別収集でリサイクルが可能です。



200 μ L の
ハイブリッドラック 1 ケースで
従来のプラスチックラックと
比べて
2.9 kg の
プラスチックを削減

丈夫なポリプロピレン製デッキ


安定したポリプロピレン製デッキと強度の高い紙製ベースの組み合わせにより、ハイブリッドラックから直接ピペッターにピペットチップを装着できます。



プラスチック製デッキは
Axygen マルチラックチップ
システムおよび
Corning® DeckWorks™ と
互換性あり

高品質な Axygen ピペットチップ

ハイブリッドラック チップは従来のプラスチック製ラックのチップと同じ均一性と高品質のパフォーマンスを発揮します



本製品は Corning EcoChoice™ 製品で、アメリカ合衆国の FTC ガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、および流通しています。詳細は、www.corning.com/jp/EcoChoice をご覧ください。

カタログ番号	容量 (μ L)	チップタイプ	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
ラック入り、フィルター付き、Maxymum Recovery® 表面						
ERF-10XT-L-R-S	10	エクステンド	○	960	4,800	87,400
ERF-20-L-R-S	20		○	960	4,800	87,400
ERF-100-L-R-S	100	スタンダード	○	960	4,800	87,400
ERF-200NX-L-R-S	200		○	960	4,800	87,400
ERF-300XT-L-R-S	300		○	960	4,800	93,700
ERF-1000XT-L-R-S	1,000	エクステンド	○	960	4,800	98,900

カタログ番号	容量 (μ L)	チップタイプ	滅菌	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
ラック入り、フィルター付き						
ERF-10XT-R-S	10	エクステンド	○	960	4,800	73,000
ERF-20-R-S	20		○	960	4,800	73,000
ERF-100-R-S	100	スタンダード	○	960	4,800	73,000
ERF-200NX-R-S	200		○	960	4,800	73,000
ERF-300XT-R-S	300		○	960	4,800	83,100
ERF-1000XT-R-S	1000	エクステンド	○	960	4,800	88,600
ラック入り、フィルターなし						
ER-10XT-R-S	10	エクステンド	○	960	4,800	38,400
ER-200-R-S	200		○	960	4,800	38,400
ER-300NX-R-S	300	スタンダード	○	960	4,800	43,400
ER-300XT-R-S	300		○	960	4,800	43,500
ER-1000XT-R-S	1000	エクステンド	○	960	4,800	49,400

Axygen ハイブリッドラックピペットチップ **1 ケース購入で Corning EcoChoice デザインのオリジナルTシャツ**をプレゼントします。



サイズは
S、M、L、XL
からお選び
いただけます!



お申込フォーム

お申し込み方法

- ①対象製品の納品書（所属先、製品番号、数量、購入代理店、日付のわかるもの）をお手元にご準備の上、キャンペーンページにあるオンライン申込フォームに必要事項を入力してください。
<https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences/news-events/promotion/2024-axygen-endofyear-campaign.html>
- ②ご入力いただいた内容を確認後、キャンペーン事務局から正式な受付完了メールをお送りします。プレゼント品は代理店様経由でのお届けとなります。お届けまでに 1 か月程度お時間を頂戴します。

- *当キャンペーンはオンラインフォームからのお申込みのみの受付となります。それ以外の方法では受付できませんのであらかじめご了承ください。
- *プレゼント品写真はイメージです。実物と異なる場合があります。
- *プレゼント品の数には限りがあります。終了の場合は代替品となる場合がありますのでご了承ください。
- *プレゼント品の発送は日本国内に限ります。
- *キャンペーン期間中に、対象製品をご購入いただいた方が対象です。1 回のご注文で複数ケースご購入いただいた場合もプレゼント品は 1 つとなります。
- *お申込みはお一人様 1 回までとなります。

【代理店様各位】 代理店様から弊社へのご発注は通常通りでお願いします。プレゼント品は弊社から代理店様各支店宛てに配送となります。

- ・価格は 2024 年 11 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/clstrademarks.
- ・ All other trademarks are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel : 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com