

メーカー希望
小売価格から

33%
OFF

2024年11月1日(金)～

2025年2月28日(金) 弊社受注分まで

CORNING

Corning® 凍結・保冷・保温製品

ディスカウントキャンペーン



細胞凍結専用容器

CoolCell シリーズ



CoolCell

CoolCell LX

CoolCell FTS30

- ▶ 細胞の凍結専用容器
 - ▶ 安定した冷却速度 (-80℃下で -1℃ / 分)
 - ▶ 予備冷却不要、シンプルな手順、高度な再現性
 - ▶ アルコールフリーで、追加コスト不要、メンテナンス不要
 - ▶ -80℃のフリーザーから出した後、5～10分で再利用可能
- ※一定の凍結速度と再現性を得るため、すべてのスロットを埋める必要があります。

【寸法・価格】

製品名	用途	サンプル数	外寸 (D x H mm) ※1	メーカー希望 小売価格 (円)	特別価格 (円)
CoolCell ※2	1～2 mL クライオチューブ用	12	115 x 100	24,300	16,280
CoolCell LX		12	117 x 109	32,000	21,440
CoolCell FTS30		30	165 x 115	88,200	59,090

※1. 寸法は実測値のため、多少の変動があります。

※2. クライオチューブの取り出しにはピンセットが必要です。

【カタログ番号】

製品名	カタログ番号			
	パープル	グリーン	オレンジ	ピンク
CoolCell ※	432000	-	-	-
CoolCell LX	432001	432002	432003	432004
CoolCell FTS30	432006	432008	-	432009

※クライオチューブの取り出しにはピンセットが必要です。

【アクセサリ】

製品名	カタログ番号	用途	メーカー希望 小売価格 (円)	特別価格 (円)
CryoCeps クライオバイアルグリッパー マルチカラー、5本入り	432136	チューブをつかみやすいグリッパー	10,500	7,030
CoolCell フィラーバイアル 2 mL (6本入り)	432076	ダミーチューブ※。グリセロール入りで 繰り返し使用可能。	5,500	3,680

※ダミーチューブは他のチューブと同量の水が入ったもので代用可。



CryoCeps
クライオバイアル
グリッパー
マルチカラー

アイスパン



- ▶ 無毒 EVA（エチレンビニルアセテート）が原料
- ▶ 幅広い温度帯（-196～93℃）と一部化学薬品に耐性あり
- ▶ 結露しにくく、滑りにくい

【寸法・価格】

容量	フタ	内寸 (L x W x H mm) ※	メーカー希望 小売価格 (円)	特別価格 (円)
1 L	-	120 x 90 x 80	14,400	9,640
4 L	-	268 x 170 x 100	22,100	14,800
	○	270 x 177 x 95	25,400	17,010
9 L	-	365 x 275 x 100	28,700	19,220
	○	360 x 275 x 100	33,600	22,510

※寸法は最長部分。寸法は実測値のため、多少の変動があります。

【カタログ番号】

容量	フタ	グリーン	ブルー	レッド	オレンジ	ライムグリーン	ピンク	パープル
1 L	-	432115	432116	432117	432118	432119	432120	432121
4 L	-	432103	432104	-	432106	-	-	432109
	○	-	-	-	432111	432112	432113	-
9 L	-	432093	432094	432095	432096	432097	432098	432099
	○	-	432100	-	-	432101	-	432102

CoolRack

- ▶ 冷却、冷凍、保温、解凍時に +/-0.1℃の範囲内で全てのチューブとウェルの温度の均一性を維持
- ▶ -196～100℃の熱源で使用可能
- ▶ オートクレーブ、乾熱滅菌、漂白による汚染除去、アルコールもしくはその他殺菌剤、実験室用洗剤での洗浄が可能
- ▶ CoolRack：チューブ / パイアル類の保冷保温に

1.5 mL / 2 mL マイクロチューブ用



432034



432037



432040



432041

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号			メーカー希望 小売価格 (円)	特別価格 (円)
			グレー	グリーン	オレンジ		
CoolRack M6	1.5 mL / 2 mL マイクロチューブ用	6	432034	432035	432036	12,200	8,170
CoolRack M15		15	432037	432038	432039	29,800	19,960
CoolRack XT M24		24	432040	-	-	56,300	37,720
CoolRack M30		30	432041	432042	432043	52,900	35,440

クライオバイアル / FACS チューブ用



432049



432050



432051



432052

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号		メーカー希望 小売価格 (円)	特別価格 (円)
			グレー	グリーン		
CoolRack CF15	クライオバイアル / FACS チューブ用	15	432049	-	29,800	19,960
CoolRack XT CFT24		24	432050	-	60,700	40,660
CoolRack CF45		45	432051	-	56,300	37,720
CoolRack CFT30		30	432052	-	61,700	41,330

PCR プレート / PCR チューブ用



432053



432054



432055

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号 グレー	メーカー希望 小売価格 (円)	特別価格 (円)
CoolRack XT PCR96	PCR プレート / PCR チューブ用	96	432053	67,300	45,090
CoolRack XT M-PCR	8 連 PCR ストリップチューブ + 1.5/2 mL マイクロチューブ用	48 (PCR) + 12 (マイクロチューブ)	432054	65,100	43,610
CoolRack XT PCR384	384 ウェル PCR プレート用	384	432055	73,900	49,510

5mL マイクロチューブ / 遠沈管用



432060



432061



432062

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号 グレー	メーカー希望 小売価格 (円)	特別価格 (円)
CoolRack XT 5 mL	5 mL マイクロチューブ用	12	432060	55,100	36,910
CoolRack 15 mL	15 mL 遠沈管用	9	432061	55,100	36,910
CoolRack 50 mL	50 mL 遠沈管用	4	432062	55,100	36,910

【CoolBox との適合表】

製品名	カタログ番号	外寸 (L x W x H mm) ※1	XT Starter	CoolBox XT	CoolBox 2XT
CoolRack M6	432034 など	60 x 43 x 38	○ (4 個)	○ (4 個)	○ (8 個)
CoolRack M15	432037 など	102 x 64 x 38	○	○	○ (4 個)
CoolRack XT M24 ※2	432040	128 x 85 x 38	○	○	○ (2 個)
CoolRack M30	432041 など	120 x 102 x 38	-	-	○
CoolRack CF15	432049	102 x 64 x 38	○	○	○ (4 個)
CoolRack XT CFT24 ※2	432050	128 x 85 x 38	○	○	○ (2 個)
CoolRack CF45	432051	173 x 97 x 38	-	-	○
CoolRack CFT30	432052	120 x 102 x 38	-	-	○
CoolRack XT PCR96 ※2	432053	127 x 86 x 25	○	○	○ (2 個)
CoolRack XT M-PCR ※2	432054	127 x 86 x 38	○	○	○ (2 個)
CoolRack XT PCR384 ※2	432055	127 x 86 x 19	○	○	○ (2 個)
CoolRack XT 5 mL ※2	432060	127 x 86 x 50	○	○	○ (2 個)
CoolRack 15 mL	432061	89 x 89 x 107	○	○※3	○※3 (2 個)
CoolRack 50 mL	432062	89 x 89 x 107	○	○※3	○※3 (2 個)

※1 コアを入れた状態での適合です。寸法は実測値のため、多少の変動があります。

※2 SBS 互換サイズ

※3 フタを閉めるにはエクステンションカラー (別売り) が必要です。

CoolBox シリーズ

CoolBox XT



- ▶ 氷や電源・電池が不要の保冷容器
 - ▶ 3色のカラーバリエーション
 - ▶ 本体、フタ、カラー、XT Cooling Core のセット
 - ▶ アイスフリーの環境を提供、氷によるコンタミネーションのリスクを低減
 - ▶ 温度を安定的に維持
 - ▶ 冷却用と冷凍用（別売り）のコアあり
 - ▶ Cooling Core は 1 ~ 8℃表示の温度計付き、目視で温度を確認可能
 - ▶ 高さのあるサンプルには、エクステンションカラー（別売り）が利用可能
 - ▶ Cooling Core/Freezing Core の代わりにドライアイスでの冷却も可能
- ※使用前にコアの冷却が必要です（-20℃、最低 12 時間 / -80℃、最低 6 時間）

【寸法・価格】

製品名	外寸 (L x W x H mm) ※1	内寸 (L x W x H mm) ※2	カタログ番号			メーカー希望 小売価格 (円)	特別価格 (円)
			グリーン	オレンジ	ピンク		
CoolBox XT	200 x 160 x 158	140 x 97 x 55	432022	432023	432024	108,000	72,360

※ 1. 寸法は実測値のため、多少の変動があります。

※ 2. 内寸はコアセット時。

XT Starter



- ▶ フタのない、オープンプラットフォームの容器
 - ▶ 1 ~ 8℃表示の温度計付き、目視で温度を確認可能
 - ▶ コンプリートセットは Corning XT Holder Base と Corning XT Cooling Core のセット
 - ▶ 色は紫のみ
- ※使用前にコアの冷却が必要です（-20℃、最低 12 時間）

【寸法・価格】

製品名	外寸 (L x W x H mm) ※	カタログ番号	メーカー希望 小売価格 (円)	特別価格 (円)
XT Starter コンプリートセット	162 x 121 x 61	432014	45,300	30,350

※寸法は実測値のため、多少の変動があります。

【性能比較】

		CoolBox XT	XT starter
冷却維持時間	0.5 - 4℃冷却	フタなし	10 時間
		フタあり	16 時間
	0℃以下 (別売りの冷凍コアが必要)	フタなし	5 時間
		フタあり	8 時間
カラーバリエーション	3色	紫のみ	
エクステンションカラー	○	-	

・価格は 2024 年 11 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。

・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。

・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/clstrademarks.

All other trademarks are the property of their respective owners.

・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。

コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階

Tel : 03-3586-1996

www.corning.com/lifesciences

CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは

Tel : 03-3586-1268

ScientificSupportJP@corning.com

© 2024 Corning Incorporated

CLS-318-00

RO-2411-025-B