

核酸抽出精製関連製品



30~40%OFF

ディスカウントキャンペーン

期間：2025年7月1日(火)~8月29日(金) ご注文分まで

本キャンペーンの対象製品は、マッハライ・ナーゲル社の製品です。



高純度プラスミドDNA精製

NucleoBond® Xtra Midi/Maxi (Plus), NucleoBond® Xtra Midi/Maxi (Plus) EF

- NB Xtraカラムで高流速、高収量
 - 目詰まりなし! 早い流速!!
 - Midi で~500 µg、Maxiで~1,000 µg
- LyseControlによる混合、中和の確認が可能
- 陰イオン交換カラムなので高純度
 - トランスフェクションに最適なプラスミドを精製

EF

- ・特殊な操作は不要、専用Bufferでエンドキシンレベル **0.05 EU/µg DNA未満**を実現
- ・初代培養細胞、幹細胞等への遺伝子導入などに最適

Plus

- ・溶出後のプラスミドの回収が**わずか5分**で完了!
- ・遠心操作によるイソプロパノール沈殿は不要

30%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|--|--------------------------|------|------------|----------|----------|
| NucleoBond® Xtra Midi | 収量: ~500 µg 時間: 70分 | 10回 | 740410.10 | ¥19,000 | ¥13,300 |
| | | 50回 | 740410.50 | ¥85,000 | ¥59,500 |
| | | 100回 | 740410.100 | ¥152,000 | ¥106,400 |
| NucleoBond® Xtra Midi Plus (NucleoBond® Finalizer添付) | 収量: ~500 µg 時間: 30分 | 10回 | 740412.10 | ¥24,000 | ¥16,800 |
| | | 50回 | 740412.50 | ¥104,000 | ¥72,800 |
| NucleoBond® Xtra Maxi | 収量: ~1,000 µg 時間: 75分 | 10回 | 740414.10 | ¥43,000 | ¥30,100 |
| | | 50回 | 740414.50 | ¥200,000 | ¥140,000 |
| | | 100回 | 740414.100 | ¥370,000 | ¥259,000 |
| NucleoBond® Xtra Maxi Plus (NucleoBond® Finalizer添付) | 収量: ~1,000 µg 時間: 35分 | 10回 | 740416.10 | ¥48,000 | ¥33,600 |
| | | 50回 | 740416.50 | ¥224,000 | ¥156,800 |
| NucleoBond® Xtra Midi EF | 収量: ~500 µg 時間: 85分 | 10回 | 740420.10 | ¥28,000 | ¥19,600 |
| | | 50回 | 740420.50 | ¥132,000 | ¥92,400 |
| NucleoBond® Xtra Midi Plus EF (NucleoBond® Finalizer添付) | 収量: ~500 µg 時間: 45分 | 10回 | 740422.10 | ¥35,000 | ¥24,500 |
| | | 50回 | 740422.50 | ¥156,000 | ¥109,200 |
| NucleoBond® Xtra Maxi EF | 収量: ~1,000 µg 時間: 90分 | 10回 | 740424.10 | ¥65,000 | ¥45,500 |
| | | 50回 | 740424.50 | ¥316,000 | ¥221,200 |
| NucleoBond® Xtra Maxi Plus EF (NucleoBond® Finalizer添付) | 収量: ~1,000 µg 時間: 50分 | 10回 | 740426.10 | ¥74,000 | ¥51,800 |
| | | 50回 | 740426.50 | ¥345,000 | ¥241,500 |

NucleoBond® Xtra BAC

30%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|----------------------|--|-----|-----------|----------|----------|
| NucleoBond® Xtra BAC | 陰イオン交換カラムを用いた、BACやCosmidなどの高分子ベクター調製用キット | 10回 | 740436.10 | ¥55,000 | ¥38,500 |
| | | 25回 | 740436.25 | ¥120,000 | ¥84,000 |

表示価格はすべて税別です。



プラスミドミニプレップ

シーケンスグレードのプラスミドDNA精製に

NucleoSpin® Plasmid EasyPure

- 最大30 µgの収量、14分で6サンプルを処理可能
→ 独自の処理を行ったシリカメンブレンにより、洗浄と乾燥を同時に実施!
- pH指示試薬LyseControlにより、大腸菌のアルカリ溶解、中和反応を可視化
- RNase A溶液を添付、溶解作業なしですぐに抽出作業に使用可能



40%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|------------------------------|-------------------------|------|------------|---------|----------|
| NucleoSpin® Plasmid EasyPure | 簡便、迅速、高収量と3拍子揃ったプラスミド精製 | 50回 | 740727.50 | ¥12,500 | ¥7,500 |
| | | 250回 | 740727.250 | ¥46,000 | ¥27,600 |



DNAクリーンアップ

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up XS

- PCR反応液からの精製、ゲル回収の両方に使用可能!
- pH indicatorによる安心操作
- 短鎖(>50 bp)も高効率で回収
- 高濃度での調製が可能 → 最小15 µlで溶出(XSなら最小6 µl)
- オプションでssDNAやRNAの精製にも対応

2 in 1 キット!



40%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------------|---------|----------|
| NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up | PCR反応液からもアガロースゲルからもわずかに10分で精製可能 | 50回 | 740609.50 | ¥16,000 | ¥9,600 |
| | | 250回 | 740609.250 | ¥66,000 | ¥39,600 |
| NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up XS | XSスピニングカラムで微量サンプルに対応、最小6 µlでの溶出が可能 | 50回 | 740611.50 | ¥17,000 | ¥10,200 |
| | | 250回 | 740611.250 | ¥72,000 | ¥43,200 |




ゲノムDNA調製

NucleoSpin® Tissue

- 動物組織、細胞、細菌、酵母、血液痕など多様な試料に対応できる汎用ゲノムDNA精製キット
- さまざまなサンプルに対応した16種類以上のプロトコルを用意

NucleoSpin® Tissue XS

- 生検試料、FCMソート細胞などの微量サンプルからのゲノムDNA精製に
- XSカラムによりわずか5 µlで溶出可能



ファンネル型のリングを採用することで径の小さいシリカメンブレンを保持。高濃度溶出を実現!

30%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|-----------------------|-------------------------------|------|------------|----------|----------|
| NucleoSpin® Tissue | 動物組織、細胞、酵母、血液痕などからゲノムDNA調製が可能 | 50回 | 740952.50 | ¥31,000 | ¥21,700 |
| | | 250回 | 740952.250 | ¥134,000 | ¥93,800 |
| NucleoSpin® Tissue XS | XSスピニングカラムで微量サンプルに対応 | 50回 | 740901.50 | ¥36,000 | ¥25,200 |
| | | 250回 | 740901.250 | ¥156,000 | ¥109,200 |

RNA調製

NucleoSpin® RNA

動物組織、細胞、細菌、酵母などからの調製に！
溶解液の清澄化FilterからrDNaseまで、total RNA精製に必要な試薬をすべて含んだキット


- NucleoSpin® Filterを同梱
→ 溶解液の清澄化と粘性低減
→ ゲノムDNAの混入を低減
- rDNaseを添付
→ 脱塩処理用バッファーとDNase反応用バッファーでカラム上でのDNase処理を最適化
- 精製RNAはそのままRT-PCRに使用可能



NucleoSpin® RNA XS

微量サンプル解析の理想的なソリューション！

- Single cellやわずか0.1 mgの組織切片からでもRNA精製が可能
- 5 µlで溶出できるため、高濃度のRNA調製が可能



ファンネル型のリングを採用することで径の小さいシリカメンブレンを保持。高濃度溶出を実現！

30%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|--------------------|--------------------------|------|------------|----------|----------|
| NucleoSpin® RNA | スピナカラムタイプのtotal RNA抽出キット | 50回 | 740955.50 | ¥42,000 | ¥29,400 |
| | | 250回 | 740955.250 | ¥182,000 | ¥127,400 |
| NucleoSpin® RNA XS | 微量サンプル対応のtotal RNA抽出キット | 50回 | 740902.50 | ¥62,000 | ¥43,400 |
| | | 250回 | 740902.250 | ¥280,000 | ¥196,000 |

NucleoSpin® RNA Plus

NucleoSpin® RNA Plus XS

専用カラムで混入gDNAを除去！ 新世代のRNA精製キット

- NucleoSpin® gDNA Removal ColumnによるgDNAの除去
→ 溶解液の清澄化と粘性低減、ゲノムDNAの除去を1 stepで
- 20分以内でtotal RNAの精製が可能
→ 酵素処理が不要なので、短時間でgDNA除去済みRNA溶液の精製が可能
- 2-ME、TCEP添加が不要な新Lysis Bufferを採用



30%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|-------------------------|--------------------------------|------|------------|----------|----------|
| NucleoSpin® RNA Plus | gDNA除去カラムを利用した高速total RNA精製キット | 50回 | 740984.50 | ¥45,000 | ¥31,500 |
| | | 250回 | 740984.250 | ¥196,000 | ¥137,200 |
| NucleoSpin® RNA Plus XS | 微量試料からの高速total RNA精製キット | 50回 | 740990.50 | ¥64,000 | ¥44,800 |
| | | 250回 | 740990.250 | ¥290,000 | ¥203,000 |

RNAクリーンアップ

NucleoSpin® RNA Clean-up

NucleoSpin® RNA Clean-up XS

- RT-PCR阻害物質の除去をわずか20分で！
- XSタイプなら5 µlで溶出が可能

30%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|-----------------------------|--------------------|------|------------|----------|----------|
| NucleoSpin® RNA Clean-up | 抽出RNAや酵素反応後のRNAの精製 | 50回 | 740948.50 | ¥40,000 | ¥28,000 |
| | | 250回 | 740948.250 | ¥172,000 | ¥120,400 |
| NucleoSpin® RNA Clean-up XS | XSスピナカラムで微量サンプルに対応 | 50回 | 740903.50 | ¥49,000 | ¥34,300 |
| | | 250回 | 740903.250 | ¥220,000 | ¥154,000 |

糞便試料からのDNA調製

NucleoSpin® DNA Stool

Type A Beads(セラミック)による効率的な試料破碎

- 多様なヒト、動物(肉食動物、雑食動物、草食動物)の糞便試料に対応
- セラミックビーズを含む**MN Bead Tubes Type A**を用いて**バイアスの少ない試料破碎が可能**
- NucleoSpin Inhibitor Removal Columnにより**PCR阻害物質を効率的に除去**

30%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|-----------------------|-----------------------------|------|------------|----------|----------|
| NucleoSpin® DNA Stool | 糞便試料からDNAを効率よく精製、メタゲノム解析に最適 | 50回 | 740472.50 | ¥52,000 | ¥36,400 |
| | | 250回 | 740472.250 | ¥232,000 | ¥162,400 |

バクテリアからのDNA調製

NucleoSpin® Microbial DNA

多様なバクテリアに対応可能なType B Beadsを同梱

- グラム陰性菌、グラム陽性菌からゲノムDNAを抽出、精製
- ガラスビーズ(**MN Bead Tubes Type B**)とProteinase Kを組み合わせ、**広範囲のバクテリアを破碎溶解**

30%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|---------------------------|----------------------|------|------------|----------|----------|
| NucleoSpin® Microbial DNA | バクテリアからの高純度なゲノムDNA精製 | 50回 | 740235.50 | ¥34,000 | ¥23,800 |
| | | 250回 | 740235.250 | ¥156,000 | ¥109,200 |

酵母、糸状菌からのDNA精製

NucleoSpin® DNA Yeast

酵母に特異的なType C Beadsを同梱

- 酵母、糸状菌の破碎に有効なコランダムビーズ(**MN Bead Tubes Type C**)を同梱
- 最大100 mgの酵母からDNAを高収量で精製

30%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|-----------------------|--------------------|-----|-----------|---------|----------|
| NucleoSpin® DNA Yeast | 酵母、糸状菌からの効率的なDNA精製 | 50回 | 740236.50 | ¥34,000 | ¥23,800 |

甲殻類、昆虫からのDNA精製

NucleoSpin® DNA Insect

固い外骨格をType D Beads(スチールビーズ)で破碎

- **Steel Beads**を含む**MN Bead Tubes Type D**を用いて試料を強力破碎
- 新鮮サンプルだけでなく、凍結、乾燥、エタノール保存サンプルなどにも対応

30%OFF

| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|------------------------|--------------------|-----|-----------|---------|----------|
| NucleoSpin® DNA Insect | 昆虫、甲殻類からDNAを収率よく精製 | 50回 | 740470.50 | ¥39,000 | ¥27,300 |

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
 ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
 ・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
 ・本パンフレット記載の価格は2025年7月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2025年6月作成G

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>
 公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP

取扱店