

プロメガ製品

総選挙

RNA 精製スピнкаラムキット Reliaprep™ RNA

みなさまへの公約

- ✓ **少量サンプル**からの精製、**高濃度溶出**を実現します！
(例：細胞 100 個、組織 0.25 mg)
- ✓ **スピнкаラム単品購入**を可能にしました！
(入会無料のプロメガクラブの方のみ。入会は promega.co.jp/club/)
- ✓ **あらゆる RNA 実験**に対応する**精製度**！
(RIN 値 8.0 以上)



すてきなプレゼントも当たる！

是非、**総選挙**でも私に投票ください！
年末キャンペーンでも
対象品になります！

プロメガ製品総選挙はこちら
promega.co.jp/sosenkyo2025/



プロメガクラブ大解放！

最大 **50% OFF!**

2025.6.19 (木) - 8.29 (金)

(裏面参照)



2025.6.19 (木) - 8.29 (金)

大解放!


RNA 精製スピニングキット Reliaprep™
プロメガクラブ価格

プロメガ
クラブ
大解放

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	どなたでも プロメガクラブ価格
Reliaprep™ RNA Cell Miniprep System	Z6011	50 回分	¥49,000	⇒ ¥32,000
	Z6012	250 回分	¥200,000	⇒ ¥142,000
Reliaprep™ RNA Tissue Miniprep System	Z6111	50 回分	¥49,000	⇒ ¥33,000
	Z6112	250 回分	¥200,000	⇒ ¥142,000
Reliaprep™ miRNA Cell and Tissue Miniprep System	Z6211	50 回分	¥62,000	⇒ ¥42,000
	Z6212	250 回分	¥270,000	⇒ ¥162,000
Reliaprep™ FFPE Total RNA Miniprep System	Z1001	10 回分	¥22,000	⇒ ¥11,000
	Z1002	100 回分	¥125,000	⇒ ¥86,000



細胞 100 個から RNA 抽出



- ✓ サンプルボリュームが少ない場合に特に好成績
- ✓ カラム上で DNase 処理 (DNase はキットに付属)
- ✓ フェノクロ抽出、エタノール沈殿不要
- ✓ 最少 7 μL で溶出も可能

- 推奨サンプル量** Cell: 培養細胞 1 × 10² ~ 5 × 10⁶ 個
Tissue: 動物組織 0.25 ~ 20 mg
- トータル作業時間** 30 分
- 溶出液量** 7 ~ 50 μL
- 下流アプリケーション** RNA シーケンス、デジタル PCR、マイクロアレイ
その他あらゆる RNA を用いた研究

HeLa 細胞からの RNA 収量 (qPCR で定量化)
HeLa 細胞から Reliaprep™ RNA Cell Miniprep System、または他社製品を用いて RNA を抽出し、定量 PCR にて GAPDH を検出した。

RNA 解析の成否を定める RNA 精製について
動画で解説!
“RNA 解析の成功は MIQE から!”



「あなたが決める特価対象品」
6月の中間速報!!

- 1位 pGEM®-T Easy Vector
- 2位 Dual-Luciferase® Reporter Assay System
- 3位 Reliaprep™ RNA Tissue Miniprep System
- 4位 Maxwell® RSC Instrument
- 5位 ViaFect™ Transfection Reagent

日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通ビル 7F
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については 2025 年 6 月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店