

2025年11月1日~2026年1月31日のご注文分まで

貴重なサンプル(タンパク質、ペプチド、低分子化合物など)の濃度調整や保管時のロスを低減 タンパク低吸着製品



プロテオセーブ®は独自に開発した光架橋超親水性 ポリマーにより、プラスチック容器内部を親水化、タン パク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制した製 品です。



ステムフル®はPET樹脂のため透明性に優れた 遠沈管です。基材表面と化学的に結合した表面 処理を施しており、表面処理由来の溶出物の ないクリーンな器材です。幹細胞など吸着性の 強い細胞種の回収時などに大きな効果を発揮 します。



※詳しい製品情報につきま しては、こちらのQRコード にアクセスしてください。

キャンペーン 詳細は裏面を ご参照下さい。



住友ペークライト株式会社

30%OFFクーポンの取得方法

- ① 下記弊社HPのメルマガ登録フォームより必要事項をご記入下さい。
- ② ご登録いただいたお客様には30%OFFクーポンコードをメールにてご連絡させていただきます。
- ③ ご注文時にそのクーポンコードをお使いの販売店へお伝え下さい。 ※クーポンコードがご確認出来るお客様に限り該当製品をキャンペーン価格でご提供させていただきます。

メルマガ登録フォーム



[URL] https://inquiry.sumibe.co.jp/m?f=323

住友ベークライト S-バイオ



左記方法で登録が出来ない場合は検索サイトで 「住友ベークライト S-バイオ」と入力後、登録 フォームに必要情報をご記入のうえクーポン コードを入手してください。

キャンペーン該当製品およびキャンペーン価格

| 品番 | 品名 | 滅菌 | 包装 | 参考価格(円) | ‡ャンペーン 価格(円) |
|-----------|----------------------------|-------|---------------|---------|---------------------|
| | | | | ケース価格 | ケース価格 |
| MS-4205M | プロテオセーブ® マイクロチューブ0.5mL | 未滅菌 | 100/包・500/ケース | 23,000 | 16,100 |
| MS-4255M | プロテオセーブ® マイクロチューブ0.5mL | 放射線滅菌 | 100/包・500/ケース | 26,000 | 18,200 |
| MS-4215M | プロテオセーブ® マイクロチューブ1.5mL | 未滅菌 | 100/包・500/ケース | 20,000 | 14,000 |
| MS-4265M | プロテオセーブ® マイクロチューブ1.5mL | 放射線滅菌 | 100/包・500/ケース | 23,000 | 16,100 |
| MS-4220M | プロテオセーブ® マイクロチューブ 2 mL | 未滅菌 | 100/包・500/ケース | 26,000 | 18,200 |
| MS-4270M | プロテオセーブ® マイクロチューブ2mL | 放射線滅菌 | 100/包・500/ケース | 29,000 | 20,300 |
| MS-4201X | プロテオセーブ® スリムチューブ0.5mL | 未滅菌 | 50/包・500/ケース | 63,500 | 44,450 |
| MS-4202X | プロテオセーブ® スリムチューブ1.5mL | 未滅菌 | 50/包・500/ケース | 63,500 | 44,450 |
| MS-8296F | プロテオセーブ® プレート96F | 未滅菌 | 5/包・50/ケース | 41,700 | 29,190 |
| MS-8296K | プロテオセーブ® プレート96F黒(受注生産) | 未滅菌 | 5/包・50/ケース | 53,800 | 37,660 |
| MS-8296V | プロテオセーブ® プレート96V | 未滅菌 | 5/包・20/ケース | 25,400 | 17,780 |
| MS-82962R | プロテオセーブ® ディープウェル96V 2mL | 放射線滅菌 | 3/包・15/ケース | 60,600 | 42,420 |
| MS-3296U | プロテオセーブ® プレート96U | 未滅菌 | 5/包・50/ケース | 41,700 | 29,190 |
| MS-52150 | プロテオセーブ® 遠沈管15mL | 未滅菌 | 5/包・100/ケース | 31,100 | 21,770 |
| MS-52550 | プロテオセーブ® 遠沈管50mL | 放射線滅菌 | 5/包・100/ケース | 31,100 | 21,770 |
| MS-90150 | ステムフル [®] 遠沈管15mL | 放射線滅菌 | 5/包・100/ケース | 33,400 | 23,380 |

ご記入頂きました個人情報は、弊社および弊社グループ会社の取扱製品やサービスについての提案、その他情報提供(カタログ等の送付を含む)のために利用させていただきます。弊社のプライバシーポ リシーについては以下をご確認ください。https://www.sumibe.co.jp/product/s-bio/all/index.html

🤷 住友ペークライト株式会社

S-バイオ事業部 マーケティング・営業部 **=140-0002**

東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル TEL: 【東日本】03(5462)4831【西日本】06(7669)0031 FAX:【東日本】03(5462)4835【西日本】06(7223)8691

E-mail: s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp





理科研株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 44 番 2 号 TEL: 03-3815-8951 代 名古屋支社 〒460-0007 名古屋市中区新栄一丁目 33 番 1 号 TEL: 052-241-5351 代 つくば支店 TEL: 029-839-1251 千葉営業所 TEL: 043-305-1751 TEL: 045-500-4551 三島営業所 TEL: 055-980-1101

TEL: 042-329-8651

TEL: 059-236-5511

大阪営業所 TEL: 06-6380-8051

多摩営業所

三重支店

宇都宮分室 TEL: 028-613-3451 神奈川支店 TEL: 045-530-0151 鎌倉営業所 TEL: 0467-39-2151 静岡営業所 TEL: 054-208-5351 あきる野営業所 TFI: 042-595-5251 岐阜営業所 TEL: 058-240-0721