

希望小売り価格から 20%OFF

核酸精製の成功のカギは“破碎” QIAGEN 破碎装置関連製品キャンペーン

日ごろの感謝を込めて、キアゲンから破碎装置関連製品のキャンペーンをご案内します。
年度末に向けて、ラボの研究加速のためにお役立ていただける製品を取り揃えました。現在お使いの装置の最新機種へのアップグレードをご検討の方もぜひご活用ください。


TissueRuptor II



TissueLyser LT



TissueLyser III



キャンペーンコード：JP25QKK

ご注文期限：2025 年 12 月 19 日 弊社受注分まで

※お見積りご依頼時にキャンペーンコードをお知らせください

※長期保証製品についてはお問い合わせください

問い合わせ先：

株式会社キアゲン 営業部

Tel: 03-6890-7235

E-mail: salesjp@qiagen.com

20% OFF

TissueLyser LT

卓上タイプの小型破碎装置

- 同時に最大 12 サンプルをビーズで破碎
- 省スペースのコンパクト装置
- 冷却可能なアダプターにより生体分子の分解を回避
- ヒト、動物、あるいは植物の組織、バクテリアなどを破碎




製品名	内容	Cat. no.	希望小売価格	キャンペーン価格
TissueLyser LT	装置本体、製品保証 1 年間	85600	694,000	555,200

7台限定 20% OFF

TissueLyser III

最大 192 サンプルを同時にビーズ破碎

- タッチパネルで簡単操作
- 小容量から大容量まで対応した豊富なアダプター類
- 組織やバクテリア、酵母などを 2 - 5 分で破碎



ビーズによる破碎法は、組織の破碎だけでなく、細胞ライセートの粘性を切断するため、核酸の収量向上に有効です。

製品名	内容	Cat. no.	希望小売価格	キャンペーン価格
TissueLyser III	装置本体、製品保証 1 年間	9003240	1,334,000	1,067,200

各種アダプターセットや破碎用ジャーを次ページでご案内しています。


TissueLyser 本体と同時購入で 20 %OFF

TissueLyser 用アダプター類

サンプル数や大きさに合わせたアダプターを豊富に取り揃えています。

TissueLyser LT アダプター	製品名	内容	Cat. no.	希望小売価格	キャンペーン価格
	TissueLyser LT Adapter, 12-Tube	2 mL チューブ用	69980	92,500	74,000

TissueLyser III
アダプター

	製品名	内容	Cat. no.	希望小売価格	キャンペーン価格
	TissueLyser Adapter Set (2 x 24)	2 mL チューブ用	69982	92,500	74,000
	TissueLyser Adapter Set (2 x 96)	1.2 mL コレクションチューブ (ラック入り) *用	69984	70,000	56,000
	Grinding Jar Set, S. Steel (2 x 10 mL)	10 mL ステンレスジャー	69985	264,000	211,200
	Grinding Jar Set, Teflon (2 x 10 mL)	10 mL テフロンジャー	69986	264,000	211,200
	Plate Adapter Set (2 x 96 ウェル)	PowerBeads Pro Plate用 2 mL Tube Holder Set用	11990	166,000	132,800
	2 mL Tube Holder Set (2 x 48)	2 mL ビーズチューブ用 (別途 Cat. no. 11990 が 必要)	11993	55,000	44,000
	5 mL Tube Adapter Set (2 x 16)	5 mL ビーズチューブ用	11980	64,000	51,200
	50 mL Tube Adapter Set (2 x 4)	50 mL ビーズチューブ用	11960	88,000	70,400

* Collection Microtubes (racked, 10 x 96) Cat. no. 19560, Collection Microtube Caps (120 x 8) Cat. no. 19566 は別売りです

TissueLyser 本体と同時購入で 20 %OFF

キアゲンの破砕ビーズ

TissueLyserなどのビーズ破砕装置に対応したステンレス、タングステンのビーズ

- TissueLyser システム推奨の破砕ビーズ

ヒトや動物、植物組織の破砕に最適です。



製品名	Cat. no.	希望小売価格	キャンペーン価格
Stainless Steel Beads, 5 mm (200)	69989	21,500	17,200
Stainless Steel Beads, 7 mm (200)	69990	21,500	17,200
Tungsten Carbide Beads, 3mm (200)	69997	18,000	14,400

20 %OFF

TissueRuptor II

ハンディータイプの破砕機

- ロースループットサンプル用
- ディスポーザブルプローブでクロスコンタミ回避
- ヒト、動物、あるいは植物の組織などを破砕



製品名	内容	Cat. no.	希望小売価格	キャンペーン価格
TissueRuptor II (100 V, 50 / 60 Hz)	装置本体、TissueRuptor Disposable Probes 5 本、 製品保証 1 年間	9002754	110,000	88,000

TissueRuptor 本体と同時購入で20% OFF

TissueRuptor 用ディスポーザブルプローブ

TissueRuptor II に装着して使用します。

製品名	Cat. no.	希望小売価格	キャンペーン価格
TissueRuptor Disposable Probes (25)	990890	42,000	33,600

記載の価格は弊社希望キャンペーン価格です。実際の価格はご注文の販売店にお問い合わせください。

記載のQIAGEN製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的に使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては、ウェブサイト www.qiagen.com の “Trademarks and Disclaimers” をご覧ください。QIAGENキットの HandbookおよびUser Manual は www.qiagen.com から入手可能です。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®. 本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

2303243 10/2025 © 2025 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com

販売店使用欄